

凝固・線溶コード集

2023 年 5 月 1 日改訂

赤字は今回追加・修正した箇所

A. コントロール試料と対象項目

項 目	コアグトロ ール 1X・ 2X	コアグ QAP コ ントロール 1X・2X	FDP コ ントロール・ ネオ	線溶系コ ントロール	LA コント ール Low/High	血液凝固 試験用コ ントロール 血漿 N	LIA FM コントロー ール L/H
PT	○	○	—	—	—	—	—
APTT	○	○	—	—	—	—	—
FIB	○	○	—	—	—	—	—
複合因子T	○	○	—	—	—	—	—
複合因子H	○	○	—	—	—	—	—
AT3	○	○	—	—	—	—	—
PLG	○	○	—	—	—	—	—
APL	○	○	—	—	—	—	—
プロテインC	○	○	—	—	—	—	—
FDP	—	—	○	○	—	—	—
D-D	—	—	—	○	—	—	—
LA	—	—	—	—	○	○	—
FMC	—	—	—	—	—	—	○

B. コントロールロットの表記

コントロール試料	箱ロット (例)	ロットの表記(例)	
		レベル 1 (Low)	レベル 2 (High)
コアグトロール 1X2X	CG-025	1CG-125	2CG-225
コアグ QAP コントロール 1X2X	CQ-004	1CQ-104	2CQ-204
FDP コントロール・ネオ	PC58	1FD-PC58L	2FD-PC58H
線溶系コントロール	ZS4002	1LC-ZS02L	2LC-ZS02H
LA コントロール Low	546018AA	1LACo.L-546018	—
LA コントロール High	545986AA	—	2LACo.H-545986
血液凝固試験用コントロール血漿 N	507920	1CP-N-507920	—
LIA FM コントロール L	089	FM-89L	—
LIA FM コントロール H	086	—	FM-86H

※ コントロールロットを選択してデータ入力する場合は、現在ご使用のコントロールロット番号（箱ロット等で確認）に該当する表記の番号を選択してください。

※ LA コントロール Low/High、血液凝固試験用コントロール血漿 N において、箱ロットの数字 6 桁の後ろにアルファベットが付く場合がありますが、数字 6 桁に該当する表示の番号を選択してください。

C. 測定項目コード番号

項目コード	分類	項目名	単位	略号
2B030	0	プロトロンビン時間	秒	PT - S e c
2B030	1	プロトロンビン時間	%	PT - %
2B030	2	プロトロンビン時間	I N R	PT - I N R
2B020	0	活性トロンボプラスチン時間	秒	APTT
2B100	0	フィブリノゲン	mg/dL	FIB
2B100	1	フィブリノゲン（マルチフィブリンU限定）	mg/dL	FIB
2B110	0	可溶性フィブリンモノマー複合体	μg/mL	FMC
2B035	0	複合因子T	%	T
2B045	0	複合因子H	%	H
2B200	0	アンチトロンビンⅢ（AT3）	%	AT3
2B200	1	アンチトロンビンⅢ（AT3）	mg/dL	AT3
2B260	0	プラスミノーゲン	%	PLG
2B260	1	プラスミノーゲン	mg/dL	PLG
2B270	0	α ₂ プラスミンインヒビター（APL）	%	APL
2B270	1	α ₂ プラスミンインヒビター（APL）	μg/mL	APL
2B120	0	P-FDP	μg/mL	P-FDP
2B141	0	Dダイマー（線溶系コントロール専用）	μg/mL	D-D
2B700	0	プロテインC	%	PC
5G500	0	ループスアンチコアグラント（分類名：LA R）	比	LA（LA R）
5G500	1	ループスアンチコアグラント（分類名：LA1）	秒	LA(LA1)
5G500	2	ループスアンチコアグラント（分類名：LA2）	秒	LA(LA2)

D. 凝固試薬・方法コード番号

1) プロトロンビン時間 (P T)

項目コード番号「 2 B 0 3 0 」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	トロンボチェック P T	THROMBOCHECK-PT
05	トロンボチェック P T プラス	THROMBOCHECK-PT+
06	レボヘム	Revohem PT
15	トロンボレル S	THROMBOREL-S
16	DADE INNOVIN [デイドイノビン]	DADE INNOVIN
21	ヘモライアンスリコンビプラスチン	RECOMBIPLASTIN
22	コアグジェネシス PT	COAGGENESIS PT
26	シンプラスチンエクセル	SHINPLASTIN-S
30	シンプラスチンエクセル S	SHINPLASTIN-EX-S
32	シンプラスチンHTF	SHINPLASTIN-HTF
37	コアグピア P T - Liquid	COAGPIA PT-Liquid
39	コアグピア P T - N	COAGPIA PT-N
41	ドライヘマト P T	DRYHEMATO-PT
55	ネオプラスチンプラス	NEOPLASTIN
56	S T A 試薬シリーズ P T	S T A - P T
60	I L テスト P T - F I B	I L TEST- P T
62	I L テスト P T - F I B / H S プラス	I L TEST- P T - H S +
63	I L テスト P T - F I B リコンビナント	I L TEST- P T - RECOMBI
99	その他試薬	OTHER

2) 活性化部分トロンボプラスチン時間 (A P T T)

項目コード番号「 2 B 0 2 0 」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	トロンボチェック A P T T	APTT-SIYAKU
05	トロンボチェック A P T T (S)	APTT-SIYAKU-S
06	トロンボチェック A P T T - S L A	APTT-SLA
07	レボヘム A P T T S L A	Revohem APTT SLA
21	ヘモライアンスシンサシル・APTT	SHINSASIL
22	コアグジェネシス APTT	COAGGENESIS APTT
25	プラテリン L S	PLATERIN-LS
26	プラテリン L	PLATERIN-L
36	ドライヘマト A P T T	DRYHEMATO-APTT
39	コアグピア APTT-N	COAGPIA APTT-N
45	P T T 試薬「 R D 」	P T T (R D)
51	S T A 試薬シリーズ A P T T	S T A - A P T T
56	I L テスト A P T T -SP	I L TEST-APTT-SP
80	データファイ・A P T T (アクチン)	ACTIN
81	データファイ・A P T T (F S)	ACTIN- F S
82	アクチンFSL	ACTIN-FSL
99	その他試薬	OTHER

3) フィブリノゲン (F I B)

項目コード番号「 2 B 1 0 0 」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	トロンボチェック F I B F I B (L) も含む	THOROBCHECK-FIB
10	フィブリクイック	FIBRIQUICK
15	フィブリノーゲンテスト	FIBRINOGENTEST
16	S T A 試薬シリーズフィブリノーゲン	STAFIB
22	コアグジェネシス Fbg	COAGGENESIS Fbg
36	ドライヘマト F I B	DRYHEMATO-FIB
38	コアグピアFbg	COAGPIA Fbg
42	I L テスト P T - F I B リコンビナント	ILTEST-FIB - RECOMBI
43	I L テスト P T - F I B / H S プラス	ILTEST-FIB/HS+
45	I L テスト P T - F I B	ILTEST-FIB
46	マルチフィブリン U	MULTIFIBRIN-U
50	その他トロンビン時間法	OTHER-THROBINTIM
55	免疫法	IMMNOLOGICAL
60	比濁法	TURBIDITY
80	DADE THROMBIN [データファイ・フィブリノゲン (トロンビン試薬)]	DADE THROMBIN
99	その他試薬	OTHER

4) 可溶性フィブリンモノマー複合体 (FMC)

項目コード番号「 2 B 1 1 0 」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	AUTO LIA FM	AUTO LIA FM

5) 複合因子 T (T)

項目コード番号「 2 B 0 3 5 」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	複合因子 T	FUKUGOU-T
05	複合因子 T ブルー	FUKUGOU-T-BLUE
10	トロンボテスト	THROMBOTEST
25	プロトコンプレックス	PRTOCOMPLEX
30	ドライヘマト T B	DRYHEMATO- T B
42	I L テストプロコンプレックス	ILTEST-PRO
99	その他試薬	OTHER

6) 複合因子 H (H)

項目コード番号「 2 B 0 4 5 」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	複合因子 H	FUKUGOU-H
05	ヘパプラスチンテスト	HEPAPLATINTEST
20	S T A 試薬シリーズ複合因子 H T	STA-FUKUGOU- H T
21	複合因子測定試薬「 R D 」	FUKUGOU-「RD」
25	I L テストヘパトコンプレックス	ILTEST-HEPATO
99	その他試薬	OTHER

7) アンチトロンビンⅢ (A T 3)

項目コード番号「2 B 2 0 0」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
08	レボヘム A T	Revohem AT
10	エルシステム・A T Ⅲ	ELSYSTEM-AT3
15	テストチーム・A T Ⅲ・2 キット	TESTTEAM-AT3
16	テストチーム S A T Ⅲ	TESTTEAM-S-AT3
17	テストチーム・ネオ A T Ⅲ	TESTTEAM-NEO-AT3
25	クロモレイト A T Ⅲ セット	CHROMORATE-AT3
30	ベリクロームアンチトロンビンⅢ (オート B)	BERICHROM-AT3
35	オートクロム A T 3 「RD」	AT3「RD」
36	S T A 試薬シリーズ A T Ⅲ	STA-AT3
55	ILPIA A T -Ⅲ	LPIA-AT3
99	その他試薬	OTHER

8) プラスミノーゲン (P L G)

項目コード番号「2 B 2 6 0」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	エルシステム P L G	ELSYSTEM-PLG
05	テストチーム P L G・2 キット	TESTTEAM-PLG
06	テストチーム S P L G	TESTTEAM-S-PLG
07	テストチーム ネオ P L G	TESTTEAM-NEO-PLG
08	レボヘム プラスミノーゲン	Revohem PLG
10	クロモレイト PLG	CHROMRATE-PLG
15	ベリクロームプラスミノーゲン	BERICHROM-PLG
26	S T A 試薬シリーズ P L G	STA-PLG
35	エルピアプラスミノーゲン	LPIA-P L G
99	その他試薬	OTHER

9) α2 プラスミンインヒビター (A P L)

項目コード番号「2 B 2 7 0」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	エルシステム A P L	ELSYSTEM-APL
05	テストチーム A P L・2 キット	TESTTEAM-APL
06	テストチーム S A P L	TESTTEAM-S-APL
07	テストチーム ネオ A P L	TESTTEAM-NEO-APL
08	レボヘム α2-アンチプラスミン	Revohem A2AP
15	ベリクローム α2 -アンチプラスミン	BERICHROM-APL
20	クロモレイト α2 P I セット	CHROMRATE-API
26	S T A 試薬シリーズ α2 PI	STA-API
30	ILPIA α2 P I	LPIA-A P I
99	その他試薬	OTHER

10) P-FDP 項目コード番号「2 B 1 2 0」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	ラテックステスト BL-2 P-FDP	BL2 P-FDP
03	リアスオート P-FDP	Lias P-FDP

※ P-FDP の SNCS サービス対象試薬はリアスオート P-FDP のみです。

11) D-D (線溶系コントロール専用) 項目コード番号「2 B 1 4 1」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
03	リアスオート・Dダイマーネオ	D-Dimer Neo

※ D-ダイマーの SNCS サービス対象コントロールは「線溶系コントロール」のみです。
また、対象試薬は「リアスオート・D ダイマーネオ」のみです。

12) プロテインC (P C) 項目コード番号「2 B 7 0 0」

コード番号	測定方法、試薬名	略号
08	レボヘム プロテインC	Revohem PC

13) ループスアンチコアグラント (L A) 項目コード番号「5 G 5 0 0」

分類コード「0」 分類名：LA R

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	LA1/LA2比 (LA試薬 DRVVT)	LA R

14) ループスアンチコアグラント (L A) 項目コード番号「5 G 5 0 0」

分類コード「1」 分類名：LA1

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	LA Screening (LA試薬 DRVVT)	LA Screening

15) ループスアンチコアグラント (L A) 項目コード番号「5 G 5 0 0」

分類コード「2」 分類名：LA2

コード番号	測定方法、試薬名	略号
01	LA Confirmation (LA試薬 DRVVT)	LA Confirmation

E. 測定機器コード番号

機器コード	測定機器 名称	略称
AAZ901	用手法	MANUAL
KAB501	CA1000/3000/4000/4100/5000	CA1000/3000/4000/4100/5000
KAB502	CA500・600 シリーズ	CA510/530/550/620/650
KAB503	CA1500/6000	CA1500/6000
KAB504	CA7000/8000	CA7000/8000
KAB505	CS-2000i/2100i/2400/2500/5100	CS-2X00/CS-5100
KAB506	CS-1600	CS-1600
KAB507	CN-3000/6000	CN-3000/6000
KAB508	CN-3500/6500	CN-3500/6500
KAD005	STASIA CN10	STASIA CN10
KAJ001	ACL100/1000	ACL100/1000
KAJ002	ACL200/2000/3000/Futura シリーズ	ACL200/2000/3000/FUTURS
KAP802	MDA- II	MDA- II
KAQ201	コアグترون-180	COAGTRON-180
KAQ202	コアグترون-350	COAGTRON-350
KAQ303	コアグレックス 800	COAGREX800
KAR201	コアプレスタ 2000/3000	COAPRE2000/3000
KAT201	STA シリーズ	STA
KAT301	BCT,BCS	BCT,BCS
KAT901	AMAX-AMGA	AMAX、AMGA
KAZ999	その他	OTHER
KBB501	CA100	CA100
KBB502	CA50	CA50
KBB503	CA101/104	CA101/104
KBD101	COAG 1/2	COAG 1/2
KBQ302	コアグレックス 50/100/100S	COAGREX50/100
KBT201	ST4/STart4	ST4
KBT901	アメルンク KC シリーズ	KC-SERIES
FAD004	STACIA	STACIA
FAQ201	EL-1000/1600/1200/2000	EL-1000
BBB699	ベックマンコールター系自動分析装置	BECKMAN・COULTER
BBB899	東芝系自動分析装置	TOSHIBA
BBC106	日本電子 BM シリーズ	JCA-BM
BBC599	日立系自動分析装置	HITACHI

F. キャリブレーション（校正方法）

校正コード	標準品及び校正方法
91	新鮮正常人血漿(プール血漿等)
92	試薬と同じメーカーの標準血漿
93	試薬と異なるメーカーの標準血漿
94	市販のコントロール血漿
95	キット内添付の検量線
96	ファクター
99	その他（キャリブレーションしない場合も含む）

標準物質を使用しない場合は「99」を必ず入力して下さい。

G. 温度コード

温度コード	温度	略号
01	室温	
02		
03	25℃	
04	30℃	
05	37℃	
06	40℃	
07		
08	測定機器設定温度	(Inst)
09	その他の温度	

- CA及びCSシリーズは、「08」を入力して下さい。
- CRシリーズは、「05」を入力して下さい。

H. 試薬コード

試薬ロット管理をする場合は、試薬の製造番号を6桁以内（半角英数）で記入して下さい。

試薬ロット管理が不要な場合は、『999』を記入して下さい。

※ 空白の場合は、エラーとなりますのでご注意下さい。試薬コードが不明の場合は、『999』を記入して下さい。

※ QC-Registerでeqcファイルを取込みするときに、7桁以上の試薬コードのデータがあると、以下のようなエラーメッセージを表示し、eqcファイルの中の他の正常なデータも受け取りませんのでご注意下さい。

「試薬ロット番号が正常ではありません。0-9、アルファベットを設定してください。またロット番号は1桁～6桁で設定してください。2行目、試薬コード[1234567]」

I . 単位コード表

単位コード	単位名	略号
02	m g / d L	MG/DL
06	μ g / m L	MICRO-G/ML
30	I N R	I N R
31	%	%
32	秒	SEC.
33	比	RATIO
99	その他の単位	OTHER

以上