

Q2. リアルタイム外部精度管理サービスとは何ですか？

A2. 日々の精度管理データを SNCS サーバに送信していただくことにより、その精度管理データを大規模母集団のデータをもとに統計処理し、その場でかたより（正確さ）・ばらつき（精密さ）の評価および異常判定を行います。これを、リアルタイム外部精度管理サービスといいます。リアルタイム外部精度管理サービスへご参加いただくことにより、ご施設では信頼性の高い検査データの取得が可能となります。

- ✓ SNCS ご利用のお客様の場合は、装置が精度管理データを SNCS サーバに自動送信し、異常発見時にはスペシャリストが迅速にご連絡、機器故障の早期解決を支援します。
- ✓ eQAPi ご利用のお客様の場合は、精度管理データを Web サイト（サポートインフォメーションサイト）から手動で送信していただけます^{*1)}。また、生化学の装置^{*2)}ではデータ登録ツール（SNCS QC Register）で送信いただけます。

*1) 異常判定がされた場合はメールでお知らせするよう設定ができます。

*2) 対応機種はサポートインフォメーションサイトの SNCS/eQAPi サブメニューQC-Register のヘルプからご確認いただけます。

内部精度管理と外部精度管理の融合

