

SNCS/eQAPi ご利用のお客様各位

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

10 月分の月次集計が完了しましたので「今月のご連絡」を以下のとおりご連絡いたします。

1. 月次データ発送予定日

帳票 : 11 月 25 日 (金曜日)

CD-ROM : 11 月 28 日 (月曜日)

なお予定ですので大幅に遅れる場合は、改めてご案内いたします。

2. データ受付に関するご案内

(1) 11 月分データ締め切り

FAX 及び郵送の場合 : 12 月 5 日 (月曜日) 必着

インターネットの場合 : 12 月 8 日 (木曜日)

(2) 集計サービス期間

サポートインフォメーションの TOP「SNCS/eQAPi」の中の「ロット集計期間」をご覧ください。

この表では、コントロール試料ごとに「箱ロット」、「集計ロット」、「集計開始年月」、「集計終了年月」を記載しています。

3. センターからの連絡

(1) ガイドブック改訂のお知らせ

SNCS/eQAPi 外部精度管理サービスのデータ登録、集計結果の閲覧方法を紹介するガイドブックを、この度 Ver3.1 に改訂いたしました。改訂版は、サポートインフォメーションサイト/SNCS/eQAPi/マニュアルに掲載しております (<https://sysmex-support.com/jp/manual/>)。ご確認くださいませ、宜しくお願い申し上げます。

(2) グループ利用規約改訂のお知らせ

2016 年 11 月よりグループ集計に関する利用規約を改定しました。詳細は、弊社サポートインフォメーションサイトに掲載致しますので、ログインしてご確認をお願いします。

(3) ISO/IEC 17043 認定外部精度管理プログラム SNCS/eQAPi 参加証のお申込みについて

年度単位 (4 月から翌年 3 月) で全ての参加施設へ発行いたします。(基本のお申込みは不要です。) それ以外の期間で必要な場合は、お近くの支店・営業所へご連絡ください。なお、お申し込みは 10 日前までをお願いいたします。

(4) セロトロール仕様変更に伴う一部集計中止(AFP,CEA,PSA,CA19-9,CA125,ｲﾝﾌﾘ)のお知らせ

セロトロールのロット SE-117/217 以降につきましては、成分仕様変更に伴い AFP,CEA,PSA,CA19-9,CA125,ｲﾝﾌﾘの集計を中止します。HISCL をご使用の場合は、イムノマルチコントロールへの切替えをお願い申し上げます。なお 1SE-116-H,2SE-216-H 以前のロットにつきまして、期間中は上記項目も集計いたします。集計期間はサポートインフォメーションサイト

のロット集計期間をご確認ください。

(URL: <https://sysmex-support.com/jp/menu/lot.html>)

(5) イムノアッセイコントロール(TSH,FT3,FT4)の販売中止のお知らせ

9月をもちましてイムノアッセイコントロールの販売が中止となります。HISCL をご使用の場合は、イムノマルチコントロールへの切替えをお願い申し上げます。なお 1LIA17031 2LIA17032 3LIA17033 のロットにつきましては、期間中は集計いたします。集計期間はサポートインフォメーションサイトのロット集計期間をご確認ください。

(URL: <https://sysmex-support.com/jp/menu/lot.html>)

(6) 集計項目追加のお知らせ

全自動免疫測定装置 HISCL 専用試薬の販売に伴い、下記の項目につきまして集計を開始しております。

項目	コントロール名	箱ロット (例)	レベル1	レベル2	レベル3
KL-6、PIVKA	エーディア社	6301D	EH6301DL	EH6301DH	
	エイテストコントロール				
HCVGr1/HCVGr2	HISCL HCV Gr	QNOG-004	QNOG-104	QNOG-204	QNOG-304
	コントロール				

(7) Na,K,CL 方法コード修正のお願い

日本電子、日立、東芝、ベックマンコールター、ロシュなどの多項目臨床化学分析装置において Na,K,CL をイオン選択電極法で測定されているご施設におきまして、方法コードとして「21:非希釈」を間違って選択されている場合がしばしばみられます。これらの装置では検体を希釈してから測定しますので「22:希釈」が正しい方法となります。「21:非希釈」の場合は母集団の n 数も小さく誤った精度管理評価となりますので修正をお願いします。

(8) eQAPi 利用規約改訂のお知らせ

2016 年 8 月より eQAPi サービスに関する利用規約を改定します。詳細は、弊社サポートインフォメーションサイトへ ログインしてご確認をお願いします。なお Web にてご確認出来ない方は、別途お問い合わせ頂きますよう、お願い申し上げます。

(9) SNCS/eQAPi 施設部署 ID への個人 ID 登録機能追加のお知らせ

お客様で個人 ID を施設部署コードにご登録いただくことにより、SNCS/eQAPi 画面を個人 ID で閲覧することが可能 となっております。また施設 ID に対しメールアドレスを登録いただくとパスワードを忘れた場合の再発行がお客様自身で可能となります。詳細は、お知らせの“サポートインフォメーションの新機能リリースのお知らせ”をご確認下さい。

(10) 「月次帳票」変更のご案内

2016 年 1 月分 (2 月発送分) より「月次帳票」のレイアウトを変更致しました。(Web からダウンロードして閲覧可能な「DL レポート」と同じ形式になります)。なお、これによりレベル 3 の

集計結果が帳票にて確認いただけるようになります。

(11) CD-ROM 発送予定日について

2016 年 11 月号 CD-ROM の発送は、2016 年 12 月 27 日頃を予定しております。

なお、WEB ID をお持ちの方は、CD-ROM の8お届けより早く Web 作表メニューの中のダウンロードレポートにて月次帳票が印字できますので、ご活用をお願い致します。

(12) HDL-C (協和メデックス) 試薬：集計対象外のお知らせ

下記、協和メデックスの方法「52」「58」「59」は、すでに販売が終了しており、現在は「62」の直接法（ML）に統一されております。方法コード「52」「58」「59」にご登録の方は、分類「8」、方法コード「62」へ変更をお願いします。

項目名	項目コード	分類	方法コード	方法
HDL-C	3F070	1	52	直接法KY（液状試薬）
HDL-C	3F070	8	58	直接法KY（K処方）
HDL-C	3F070	8	59	直接法KY（K）

(13) 機器コード追加のお知らせ

最近追加している機器コードは、以下の通りですので、ご確認をお願いします。

- ・シスメックス血液凝固検査装置 CS-1600 機器コード KAB506
- ・日立ハイテクノロジーズ臨床化学自動分析装置 3100 機器コード BBC522

(14) コード設定が 100 件超過している施設へのお知らせ

コード登録の設定が 100 件 を超過しますと、新規のコード登録ができなくなります。

つきましては、使用していないコードを削除戴けます様、宜しくお願い申し上げます。

削除に関する詳細につきましては ガイドブック FAQ.1 をご覧ください。

(15) 生化学校正コード改訂のお知らせ

以下のように校正コード「14」と「16」の内容を改訂しました。

コード	キャリブレーション（校正方法）	略 号
14	IRMM又はReCCSの標準品を伝達した値で校正	IRMM/ReCCS
16	JCCLSの標準品（CRM）を伝達した値で校正（例えば検量用ERM、酵素キャリアーを使用している場合）JSCC標準化対応法	JCCLS CRM（ERM）

(16) QC 画面の表示時間を短縮したい方へのお知らせ

QC 画面の表示時間を短縮したい場合、特に QC チャートや QAP-Matrix などのグラフ表示で全項目を一度に表示させる場合は、「別ウィンドウで表示」を選択していただくと迅速に表示する場合がありますので、お試しください。2015 年 11 月 16 日にリリースされた Java 最新版（Version 8 Update66）を利用しても、パソコンの環境により、遅くなる場合があります。

(17) 生化学分野のデータ転送システムについて

従来よりお使いいただいております「QAP オンラインプログラム：QOP」は、Windows7 および 8 に対応しておりません。送信などの保証はできません。ご了解をお願いします。

既に運用を開始しております「SNCS QC Register」システムに切り替えてのご使用をお願いいたします。詳しい情報（対応機種などの情報）が必要な場合は、支店・営業所又は精度管理センターまでご連絡をお願い致します。

シスメックス株式会社
精度管理センター