

SNCS/eQAPi ご利用のお客様各位

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

4 月分の月次集計が完了しましたので「今月のご連絡」を以下のとおりご連絡いたします。

1. 月次データ発送予定日

帳票 ： 5 月 26 日（木曜日）

CD-ROM ： 5 月 27 日（金曜日）

なお予定ですので大幅に遅れる場合は、改めてご案内いたします。

2. データ受けに関するご案内

（1）5 月分データ締め切り

FAX 及び郵送の場合 ： 6 月 5 日 （日曜日）必着

インターネットの場合 ： 6 月 9 日 （木曜日）

（2）集計サービス期間

サポートインフォメーションの TOP「SNCS/eQAPi」の中の「ロット集計期間」をご覧ください。

この表では、コントロール試料ごとに「箱ロット」、「集計ロット」、「集計開始年月」、「集計終了年月」を記載しています。

3. センターからの連絡

（1）ISO/IEC 17043 認定外部精度管理プログラム SNCS/eQAPi 参加証

SNCS/eQAPi の外部精度管理報告書は、ISO/IEC 17043 の認定を受けています。今回は、2015 年 4 月から 2016 年 3 月までの参加状況を確認し、申し込みの有無に関わらず 6 月初旬より順次発送させていただきます。

（2）SNCS/eQAPi 施設部署 ID への個人 ID 登録機能追加のお知らせ

4 月よりお客様で個人 ID を施設部署コードにご登録いただくことにより、SNCS/eQAPi 画面を個人 ID で閲覧することが可能となります。また、施設 ID に対しメールアドレスの登録いただくとパスワードを忘れた場合の再発行がお客様自身で可能となります。詳細は、お知らせの“サポートインフォメーションの新機能リリースのお知らせ”をご確認下さい。

（3）「月次帳票」変更のご案内

2016 年 1 月分（2 月発送分）より「月次帳票」のレイアウトを変更致しました。
（Web からダウンロードして閲覧可能な「DL レポート」と同じ形式になります）。なお、これによりレベル 3 の集計結果が帳票にて確認いただけるようになります。

(4) HISCL[®] HIV Ag+Ab コントロール集計開始のお知らせ

全自動免疫測定装置 HISCL 専用 HIV Ag+Ab コントロールの販売に伴いまして、下記の項目につきまして、

11月登録データより集計を開始いたします。

＜集計対象項目＞ : HIV-Ag+Ab

コントロールロット登録につきましては、以下の通り、宜しくお願い申し上げます。

外箱ロット QNIC-003 の場合 レベル 1：QNIC-103、レベル 2：QNIC-203、
レベル 3:QNIC-303

(5) CD-ROM 発送予定日について

2016 年 5 月号 CD-ROM の発送は、2016 年 6 月 24 日頃を予定しております。

なお、WEB ID をお持ちの方は、CD-ROM のお届けより早く Web 作表メニューの中のダウンロードレポートにて月次帳票が印字できますので、ご活用をお願い致します。

(6) UF-コントロール集計開始のお知らせ

全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000 用のコントロール UF-ControlTM が発売されております。集計は 10 月度データより開始されますので、ご利用のお客様はご確認の程、お願い申し上げます。

(7) HDL-C (協和メデックス) 試薬：集計対象外のお知らせ

下記、協和メデックスの方法「52」「58」「59」は、すでに販売が終了しており、現在は「62」の直接法（ML）に統一されております。方法コード「52」「58」「59」にご登録の方は、分類「8」、方法コード「62」へ変更をお願いします。

項目名	項目コード	分類	方法コード	方法
HDL-C	3F070	1	52	直接法KY（液状試薬）
HDL-C	3F070	8	58	直接法KY（K処方）
HDL-C	3F070	8	59	直接法KY（K）

(8) 機器コード追加のお知らせ

最近追加している機器コードは、以下の通りですので、ご確認をお願いします。

- ・シスメックス血液凝固検査装置 CS-1600 機器コード KAB506
- ・日立ハイテクノロジーズ臨床化学自動分析装置 3100 機器コード BBC522

(9) コード設定が100件超過している施設へのお知らせ

コード登録の設定が 100 件 を超過しますと、新規のコード登録ができなくなります。

つきましては、使用していないコードを削除戴けます様、宜しくお願い申し上げます。

削除に関する詳細につきましては [ガイドブック FAQ.1](#) をご覧ください。

(10) 生化学校正コード改訂のお知らせ

以下のように校正コード「14」と「16」の内容を改訂しました。

コード	キャリブレーション（校正方法）	略 号
14	IRMM又はReCCSの標準品を伝達した値で校正	IRMM/ReCCS
16	JCCLSの標準品（CRM）を伝達した値で校正（例えば検量用ERM、酵素キャリブレーターを使用している場合）JSCC標準化対応法	JCCLS CRM（ERM）

(11) QC 画面の表示時間を短縮したい方へのお知らせ

QC 画面の表示時間を短縮したい場合、特に QC チャートや QAP-Matrix などのグラフ表示で全項目を一度に表示させる場合は、「別ウインドウで表示」を選択していただくと迅速に表示する場合がありますので、お試しください。2015 年 11 月 16 日にリリースされた Java 最新版（Version 8 Update66）を利用しても、パソコンの環境により、遅くなる場合があります。

(12) 生化学分野のデータ転送システムについて

従来よりお使いいただいております「QAP オンラインプログラム：QOP」は、Windows7 および 8 に対応しておりません。送信などの保証はできません。ご了解をお願いします。既に運用を開始しております「SNCS QC Register」システムに切り替えてのご使用をお願いします。詳しい情報（対応機種などの情報）が必要な場合は、支店・営業所又は精度管理センターまでご連絡をお願い致します。

シスメックス株式会社
精度管理センター