

SNCS/eQAPi ご利用のお客様各位

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

12 月分の月次集計が完了しましたので、以下のとおりご連絡いたします。

1. 月次データ発送予定日

帳票 : 2020 年 1 月 30 日 (木曜日)

CD-ROM : 2020 年 1 月 31 日 (金曜日)

なお予定ですので大幅に遅れる場合は、改めてご案内いたします。

2. データ受け付けに関するご案内

(1) 1 月分データ締め切り

FAX 及び郵送の場合 : 2 月 5 日 (水曜日) 必着

インターネットの場合 : 2 月 13 日 (木曜日)

(2) 集計サービス期間

サポートインフォメーションの TOP「SNCS/eQAPi」の中の「月次集計締め切り/ロット集計期間」をご覧ください。

この表では、コントロール試料ごとに「箱ロット」、「集計ロット」、「集計開始年月」、「集計終了年月」を記載しています。

3. センターからの連絡

(1) ALP および LD の IFCC 対応に関するお知らせ

ALP および LD につきまして、IFCC 勧告法の試薬を新たに集計することになりました。いずれも分類コード「8」、方法コード「12」となりますので、データ登録時にはご注意ください。

(2) QAP トロール新ロット QL-021 集計開始のお知らせ

QAP トロール新ロット QL-021 につきまして、2 月度データから集計開始(2020 年 3 月)致します。

(3) 月次レポートの ILAC ロゴの追加のご案内

今月(12 月度データの集計分)より、月次レポートの表紙に ILAC(国際試験所認定協力機構)のロゴが追加されます。※レポートの内容に修正・変更はございません。

(4) QC-Report バージョンアップのご案内

1 つの管理図(Xbar-Rs-R 管理図)に、同一ロットの場合は最大 4 装置分、同一装置の場合は最大 2 ロット分のデータを同時にプロットできます。

(5) コアグピア PT-Liquid 試薬の方法コード「37」の追加

COAG の項目 PT(項目コード 2B030)の方法にコアグピア PT-Liquid(方法コード 37)を追加しました。集計対象のコントロールは「コアグトロール 1X2X」、装置は「コアグプレスタ 2000/3000」となりますので、ご注意ください。

(6) 集計開始している試薬のご案内

以下の通り、本年度集計開始している試薬をご案内致します。

項目名	項目コード	分類コード	方法コード	備考
CA19-9Ⅱ	5D130	1	-	
FT4	5F903	0	02	ZS9204 以降、ZS9304 以降が対象
HCVⅡ	5F519	1	-	

(7) CD-ROM 発送予定日について

2020 年 1 月号 CD-ROM の発送は、2020 年 3 月 2 日頃を予定しております。

なお、WEB ID をお持ちの方は、CD-ROM のお届けより早く Web 作表メニューの中のダウンロードレポートにて月次帳票が印字できますので、ご活用をお願い致します。

(8) 内部精度管理 QC レポートのデータ登録ツールリリースのご案内

SNCS/eQAPi 集計対象以外の項目/コントロールの精度管理データ(日内データ)も、内部精度管理レポート(Xbar-Rs-R 管理図)を作成できるようにデータ登録ツール「QC-Register」及び「QC-Register-converter」をリリース致しました。

(9) 精度管理プログラム MCP-QC サポート終了のお知らせ

長らくの間ご利用いただきました精度管理プログラム MCP-QC につきまして、2018 年 10 月をもって本プログラムのサポートを終了させていただきました。ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

(10) QC 画面の表示時間を短縮したい方へのお知らせ

QC 画面の表示時間を短縮したい場合、特に QC チャートや QAP-Matrix などのグラフ表示で全項目を一度に表示させる場合は、「別ウインドウで表示」を選択していただくと迅速に表示する場合がありますので、お試しください。なお、Java は最新版をご利用いただきますようお願い致します。

シスメックス株式会社 精度管理センター