

SNCS/eQAPi ご利用のお客様各位

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

3 月分の月次集計が完了しましたので、以下のとおりご連絡いたします。

1. 月次データ発送予定日

帳票 : 2019 年 4 月 25 日 (木曜日)

CD-ROM : 2019 年 4 月 26 日 (金曜日)

なお予定ですので大幅に遅れる場合は、改めてご案内いたします。

2. データ受けに関するご案内

(1) 4 月分データ締め切り

FAX 及び郵送の場合 : 5 月 10 日 (金曜日) 必着

インターネットの場合 : 5 月 16 日 (木曜日)

(2) 集計サービス期間

サポートインフォメーションの TOP「SNCS/eQAPi」の中の「月次集計締切日/ロット集計期間」をご覧ください。

この表では、コントロール試料ごとに「箱ロット」、「集計ロット」、「集計開始年月」、「集計終了年月」を記載しています。

3. センターからの連絡

(1) 比較系エラー判定基準の設定切り換えのご案内

SNCS/eQAPi サービスでのより最適な精度管理エラーの検知を目的として、比較系エラーの判定基準を、『2 濃度ともに 2SDI を超えた場合』に変更することを予定しております。詳細につきましては、6 月下旬に予定している参加証の発送時に、ご案内させていただきます。

(2) 「HISCL-HIV-Ag+Ab-Control」の Web 表示名変更のご案内

「HISCL-HIV-Ag+Ab-Control」の名称がサポートインフォメーションサイトでは、「HISCL-HIV-AgAb-Control」と表示されます。Ag+Ab の「+」が表示されませんのでご注意ください。なお HISCL 装置の IPU の表示につきましては「HISCL-HIV-Ag+Ab-Control」のまま変更はございません。

(3) SNCS/eQAPi の概要や活用事例のご紹介

本年度も「シスメックス外部精度管理 SNCS/eQAPi サービス顧客満足度調査」にご協力いただき、誠にありがとうございました。お客様のご要望・ご質問に基づき、サポートインフォメーションサイトにおいて、SNCS/eQAPi の概要や活用事例をご確認いただける「SNCS/eQAPi について」を新規掲載しましたので、ご案内いたします。(https://sysmex-support.com/jp/menu/sncs_eqapi_about/index.html)

(4) 月次帳票及び CD-ROM 発送予定日掲載のお知らせ

毎月の発送予定日は、サポートインフォメーションサイトの「月次集計締切日/ロット集計期間」をご確認ください。

(5) **CD-ROM 発送予定日について**

2019 年 4 月号 CD-ROM の発送は、2019 年 5 月 31 日頃を予定しております。

なお、WEB ID をお持ちの方は、CD-ROM のお届けより早く Web 作表メニューの中のダウンロードレポートにて月次帳票が印字できますので、ご活用をお願い致します。

(6) **HISCL プレセプションコントロール(項目:プレセプション)の集計のご案内**

HISCL プレセプションコントロール(項目:プレセプション)の集計を開始致しましたので、ご案内致します。プレセプション の項目コードは“5C216”、分類は”0”となります。

(7) **イムノマルチコントロール HISCL CA125 II 試薬の集計のご案内**

イムノマルチコントロール CA125 II 試薬の集計を 12 月より開始致しました。SNCS 以外のマニュアルでデータ登録される場合、項目は CA125 (項目コード 5D100)、分類は”1”となりますので、ご注意ください。

(8) **項目追加のご案内**

以下のコントロールについて、項目追加致しましたので、ご案内致します。

(<https://sysmex-support.com/jp/code/>)

・コアグトロール 1X/2X プロテイン C(項目コード番号 2B700)

(9) **QAP トロール新ロット QL-020 出荷および集計開始のお知らせ**

QAP トロール新ロット QL-020 が 11 月 16 日より出荷されております。2018 年 11 月から集計を開始しております。

(10) **内部精度管理 QC レポートのデータ登録ツールリリースのご案内**

SNCS/eQAPi 集計対象以外の項目/コントロールの精度管理データ(日内データ)も、内部精度管理レポート(Xbar-Rs-R 管理図)を作成できるようにデータ登録ツール「QC-Register」及び「QC-Register-converter」をリリース致しました。

(11) **精度管理プログラム MCP-QC サポート終了のお知らせ**

長らくの間ご利用いただきました精度管理プログラム MCP-QC につきまして、2018 年 10 月をもちまして本プログラムのサポートを終了させていただきました。ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

https://sysmex-support.com/jp/code/uploads/chem_20170704.pdf

(12) **QC 画面の表示時間を短縮したい方へのお知らせ**

QC 画面の表示時間を短縮したい場合、特に QC チャートや QAP-Matrix などのグラフ表示で全項目を一度に表示させる場合は、「別ウインドウで表示」を選択していただくと迅速に表示する場合がありますので、お試しください。なお、Java は最新版をご利用いただきますようお願い致します。