

SNCS/eQAPi ご利用のお客様各位

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

6月分の月次集計が完了しましたので、以下のとおりご連絡いたします。

1. 月次データ発送予定日

帳票 : 2019年 7月 25日 (木曜日)

CD-ROM : 2019年 7月 26日 (金曜日)

なお予定ですので大幅に遅れる場合は、改めてご案内いたします。

2. データ受けに関するご案内

(1) 7月分データ締め切り

FAX 及び郵送の場合 : 8月 5日 (月曜日)必着

インターネットの場合 : 8月 8日 (木曜日)

(2) 集計サービス期間

サポートインフォメーションの TOP「SNCS/eQAPi」の中の「月次集計締切日/ロット集計期間」をご覧ください。

この表では、コントロール試料ごとに「箱ロット」、「集計ロット」、「集計開始年月」、「集計終了年月」を記載しています。

3. センターからの連絡

(1) ISO/IEC 17043 認定外部精度管理プログラム SNCS/eQAPi 参加証について

2018年度(2018年4月から2019年3月まで)の全参加施設の参加証を発送しました。

(2) 比較系エラー判定基準の設定切り換えのご案内

SNCS/eQAPi サービスでのより最適な精度管理エラーの検知を目的として、比較系エラーの判定基準を、『2濃度ともに2SDIを超えた場合』に変更いたします。詳細につきましては、参加証に同封した案内文書をご確認のうえ、現在の設定の変更を希望されない場合は、7/31(水)までに、別紙連絡用 FAX 用紙にてご連絡ください。

(3) ヴィラトロール HCV II 試薬の集計のご案内

ヴィラトロールに HCV II 試薬の集計を 2019年 5月より開始致しました。SNCS 以外のマニュアルでデータ登録される場合、項目は HCVAb(項目コード 5F818)、分類は”1”となりますので、ご注意をお願いします。

(4) 月次帳票及び CD-ROM 発送予定日掲載のお知らせ

毎月の発送予定日は、サポートインフォメーションサイトの「月次集計締切日/ロット集計期間」をご確認ください。

(5) CD-ROM 発送予定日について

2019年 7月号 CD-ROM の発送は、2019年 8月 30日頃を予定しております。

なお、WEB ID をお持ちの方は、CD-ROM のお届けより早く Web 作表メニューの中のダウンロードレ

ポートにて月次帳票が印字できますので、ご活用をお願い致します。

(6) 「HISCL-HIV-Ag+Ab-Control」の Web 表示名変更のご案内

「HISCL-HIV-Ag+Ab-Control」の名称がサポートインフォメーションサイトでは、「HISCL-HIV-AgAb-Control」と表示されます。Ag+Ab の「+」が表示されませんのでご注意ください。なお HISCL 装置の IPU の表示につきましては「HISCL-HIV-Ag+Ab-Control」のまま変更はございません。

(7) 内部精度管理 QC レポートのデータ登録ツールリリースのご案内

SNCS/eQAPi 集計対象以外の項目/コントロールの精度管理データ(日内データ)も、内部精度管理レポート(Xbar-Rs-R 管理図)を作成できるようにデータ登録ツール「QC-Register」及び「QC-Register-converter」をリリース致しました。

(8) 精度管理プログラム MCP-QC サポート終了のお知らせ

長らくの間ご利用いただきました精度管理プログラム MCP-QC につきまして、2018 年 10 月をもちまして本プログラムのサポートを終了させていただきます。ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

(9) QC 画面の表示時間を短縮したい方へのお知らせ

QC 画面の表示時間を短縮したい場合、特に QC チャートや QAP-Matrix などのグラフ表示で全項目を一度に表示させる場合は、「別ウインドウで表示」を選択していただくと迅速に表示する場合がありますので、お試しください。なお、Java は最新版をご利用いただきますようお願いいたします。

シスメックス株式会社 精度管理センター