

SNCS/eQAPi ご利用のお客様各位

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

6月分の月次集計が完了しましたので、以下のとおりご連絡いたします。

1. 月次データ発送予定日

帳票 : 2021年 7月 27日 (火曜日)
CD-ROM : 2021年 8月 2日 (月曜日)

2. データ受けに関するご案内

(1) 7月分データ締め切り

FAX 及び郵送の場合 : 8月 5日 (木曜日) 必着
インターネットの場合 : 8月 12日 (木曜日)

(2) 集計サービス期間

サポートインフォメーションのTOP「SNCS/eQAPi」の中の「月次集計締切日/ロット集計期間」をご覧ください。この表では、コントロール試料ごとに「箱ロット」、「集計ロット」、「集計開始年月」、「集計終了年月」を記載しています。

3. センターからの連絡

(1) ISO/IEC 17043 認定外部精度管理 SNCS/eQAPi 参加証送付のご案内

2020年度にご参加いただきましたご施設の参加証を、8月初旬頃ご施設に送付します。ご確認下さいませようお願いいたします。

(2) フィブリノゲン (F I B) の方法コード 80 にける略号の変更について

グローバル共通の試薬名称の見直しを行っており、F I B (2B100) 方法コード 80 データファイ・フィブリノゲン (トロンビン試薬) の略号「DATA-FI-FIB」を「DADE THOROMBIN」に変更しました。

(3) 甲状腺刺激ホルモン(TSH)の国際臨床化学連合(IFCC)標準化に向けた集計分類追加のお知らせ

首題につきまして、TSH (5F901) の IFCC 対応した値の集計として分類“1”を追加いたしました。IFCC 対応の集計用にデータ登録される場合は、分類“1”、単位コード“81”の mIU/L を選択してください。

(4) ALP および LD の IFCC 試薬変更方法について

ALP および LD の試薬を JSCC 試薬から IFCC 勧告法に変更するための手順書を「お知らせ」の新着情報に再掲載しましたのでご利用下さい。https://sysmex-support.com/jp/news/facilities_19404.html

(5) QC-Report バージョンアップ (Ver. 2.2) のご案内

内部精度管理レポート (Xbar-Rs-R 管理図) をより便利に見やすく改良を行いました。改良内容を「お知らせ」の新着情報に掲載しましたのでご確認下さい。

https://sysmex-support.com/jp/news/facilities_19778.html

(6) HDL-C 積水メディカル 分類 2 方法 53 試薬販売終了について

積水メディカルの HDL-C を利用されている場合、分類 2 方法 53 の試薬は販売終了していますので分類 6 方法 56 へ変更をお願いします。

(7) QAP トロール新ロット QL-022 集計開始時におけるロット登録誤りの対策について

既存ロット「QL-021」測定施設が新ロット「QL-022」を選択しない様に、新ロットの登録画面の表示を“***New_lot:1QL-122”、“***New_lot:2QL-222”と表示しました。明らかにロット選択の誤りと判断した場合は削除することがございます。

(8) SNCS 集計開始項目のご案内 (HISCL SARS-CoV2 Ag、HISCL IFN-λ3、HISCL インフルエンザ A/B)
上記の試薬販売に伴い、SNCS 集計を開始しております。

試薬名	コントロール名	項目コード	コントロールロット	開始月
HISCL SARS-CoV2 Ag	CoV2Ag	5FX01	1QNSC-1**/2QNSC-2**	2020/11
HISCL IFN-λ3	HISCL IFN-L3	5JX01	1QNFL-1**/2QNFL-2**	2021/1
HISCL インフルエンザ A/B	FLU	5F400/5F410	1QNFC-1**/2 QNFC-2**	2021/3

本項目はまだ ISO/IEC 17043 対象の外部精度管理ではありませんので、ご注意ください。

(9) “SNCS/eQAPi サービス精度管理データの日次集計の日締め処理日変更のご案内 “のお知らせ
日々登録される精度管理データの判定処理の日締め処理が翌日 21:00 から翌々日 12:00 に変更になりました。詳細はサポートインフォメーションサイトの「大切なお知らせ」をご確認ください。
https://sysmex-support.com/jp/news/facilities_18736.html

(10) エイテストコントロールロット表記の変更について

コントロール製造ロット番号：811MCR 以前は、『1EQCS-ロット番号』でしたが、コントロール製造ロット番号：812MJR より、『1EQC-ロット番号』となります。

(例)「コントロールロット 812MJR」の場合、レベル 1⇒「1EQC-812MJR」、レベル 2⇒「2EQC-812MJR」

(11) QAP トロール シノテスト社の HDL-C、LDL-C の集計開始のご案内

シノテスト社製の HDL-C 試薬と LDL-C 試薬の集計を 2020 年 6 月度データ分から開始いたしました。コードは以下のようになりますのでご注意ください。

HDL-C (項目コード：3F070、分類：7、方法：66)、LDL-C (項目コード：3F077、分類：7、方法：66)

(12) QC-Register バージョンアップのご案内

血液装置専用メニューを追加し、シスメックスの血液装置 (XE シリーズ、XT シリーズ、XS シリーズ) から出力されるコントロール血球の QC ファイル (日内データ) を読み込み、SNCS/eQAPi システムにデータを送信することができるようになりました。血液装置専用メニューから送信したデータを基に QC-Report の Xbar-Rs-R 管理図を作成することもできます。

(13) QC-Report バージョンアップのご案内

1 つの管理図 (Xbar-Rs-R 管理図) に、同一ロットの場合は最大 4 装置分、同一装置の場合は最大 2 ロット分のデータを同時にプロットできます。

(14) コアグピア PT-Liquid 試薬の方法コード 「37」 の追加

COAG の項目 PT (項目コード 2B030) の方法にコアグピア PT-Liquid (方法コード 37) を追加しました。集計対象のコントロールは「コアグトロール 1X2X」、装置は「コアグプレスタ 2000/3000」となりますので、ご注意ください。

(15) CD-ROM 発送予定日について

2021 年 7 月号 CD-ROM の発送は、2021 年 8 月 30 日頃を予定しております。

なお、WEB ID をお持ちの方は、CD-ROM のお届けより早く Web 作表メニューの中のダウンロードレポートにて月次帳票が印字できますので、ご活用をお願い致します。