

製品安全データシート

作成：2017年12月27日

改訂：2018年2月6日

1. 化学物質等及び会社情報

製品名 [構成試薬]	CRP テストキット/ CRP テストキット (キャピラリー付) [試薬1 ERSキューベット(緩衝液)] [試薬2 ERSキャップ(ラテックス試薬)]
会社名	シスメックス株式会社
所在地	〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
連絡先	シスメックス株式会社 テクノパーク 〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 TEL：(078) 991-1911 (代表) FAX：(078) 991-1917

2. 危険有害性の要約

GHS 分類の記載	
物理化学的危険性	該当しない
健康に関する有害性	該当しない
環境に対する有害性	該当しない
GHS ラベル要素	
GHS 絵表示	該当しない
喚起語	該当しない
危険有害性情報	該当しない
注意書き	該当しない
GHS 分類に該当しない危険有害性	成分に動物由来の血液を含む。ヒト検体と同様に感染の危険性があるものとして十分に注意して取り扱うこと。

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区分	混合物
化学的特性に関する情報	溶液
危険有害成分	PRTR 法及び労働安全衛生法の対象物質は含んでいません。本品にはアジ化ナトリウムが含まれていますが、法的には毒物として取扱われません。成分内容はキット中の添付文書をご覧ください。
化学名又は一般名 濃度 (範囲)	アジ化ナトリウム (< 0.1 W/W.%)
化学式	NaN ₃
CAS 番号	26628-22-8
官報公示整理番号 (化審法)	1-482
労働安全衛生法政令番号	別表第9の9
PRTR 法政令番号	第一種 政令番号 1-11

4. 応急措置

吸入した場合	該当なし。
皮膚に付着した場合	水と石鹼で洗うこと。
目に入った場合	水で洗い流すこと。刺激が続く場合には医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合	水を飲んで飲み込んだ溶液を薄め、医師の診察を受けること。
応急措置をする者の保護	情報なし

5. 火災時の措置

消火剤 消火を行う者の保護	周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。 消火作業の際は、必ず適切な保護具を着用する。
------------------	---

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置	通常、慎重に取り扱うこと。使い捨て手袋の使用を推奨。皮膚、目への接触を避ける。内服しないこと。
環境に対する注意事項	河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法・機材	漏出物を水と石鹼で洗う。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	
安全取扱い注意事項	適切な保護具を着用する。 目、皮膚、衣服につかないように注意する。
保管	
適切な保管条件	直射日光を避けて 2-8℃で保管する。凍結保存は避ける。
容器包装材料	情報なし

8. 曝露防止及び保護措置

管理濃度	
許容濃度	情報なし
日本産業衛生学会 ACGIH	情報なし
設備対策	情報なし
保護具	
呼吸の保護具	特に必要ない
手の保護具	使い捨て手袋の使用を推奨
眼の保護具	通常環境下では不要
皮膚及び身体の保護具	特に必要ない

9. 物理的及び化学的性質

試薬 1

物理的性状、形状、色など	無色の液体
臭い	無臭
pH	—
引火点	—
比重（相対密度）	—
溶解度	水溶液として供給

試薬 2

物理的性状、形状、色など	白色の懸濁液
臭い	無臭
pH	—
引火点	—
比重（相対密度）	—
溶解度	水溶液として供給

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の条件下では安定
危険有害反応可能性	特になし
避けるべき条件	凍結させないこと
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	情報なし

11. 有害性情報

急性毒性

皮膚腐食性／刺激性	特になし
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	特になし
生殖細胞変異原性	特になし
発がん性	特になし
生殖毒性	特になし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	特になし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	特になし
吸引力呼吸器有害性	特になし

12. 環境影響情報

生態毒性

残留性／分解性	特になし
生体蓄積性	特になし
土壌中の移動性	特になし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	特になし
汚染容器及び包装	内容物を除去した後、法令及び各都道府県の条例等に従って適切に処理する。

14. 輸送上の注意

国際規則

国際航空機輸送協会危険物規則	該当しない
国際海上危険物規則	該当しない

国内規制

陸上「鉄道／道路」	該当しない
内陸水路	該当しない
輸送の特定の安全対策及び条件	容器、包装に漏れのないことを確認し、転倒、落下損傷のないように積載し、水濡れ及び荷崩れの防止を確実にを行う。容器が壊れやすいので慎重に取り扱うこと。凍結させないこと。

15. 適用法令

適用される法規制	該当しない
----------	-------

16. その他の情報

一般的注意	ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。
-------	---