

製品安全データシート

作成: 2019年 7月 3日
改訂: 年 月 日

1. 化学物質等及び会社情報

製品名	OF Check [OF Check High、OF Check Low]
会社名	シスメックス株式会社
所在地	〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
連絡先	シスメックス株式会社 テクノパーク 〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 TEL : (078) 991-1911 (代表) FAX : (078) 991-1917

2. 危険有害性の要約

GHS 分類の記載	
物理化学的危険性	該当しない
健康に関する有害性	該当しない
環境に対する有害性	該当しない
GHS ラベル要素	
GHS 絵表示	なし
喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	なし

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区分	混合物
化学的特性に関する情報	溶液
危険有害成分	該当なし
化学名又は一般名 濃度 (範囲)	該当なし
化学式	該当なし
CAS 番号	該当なし

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移動させる。必要であれば医師の診察を受ける。
皮膚に付着した場合	触れた部分を直ちに水と石鹼で洗浄する。必要であれば医師の診察を受ける。
目に入った場合	水で15分間目を洗浄する。必要であれば医師の診察を受ける。
飲込んだ場合	直ちに医師に連絡する。吐かせてはならない。意識がない場合、口から何も与えてはならない。
応急措置をする者の保護	データなし。

5. 火災時の措置

消火剤	消化粉末・炭酸ガス・泡・ウォータージェット
使ってはならない消火剤	高圧ウォータージェット
消火を行う者の保護	防護衣と自給式の呼吸器具を装着する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置	「7. 取扱い及び保管上の注意」および「8. 曝露防止及び保護措置」に記載されている保護手段を参照する。十分な換気を行い、皮膚、目、衣服との接触を避ける。蒸気や噴霧の吸入を避ける。発火源を遠ざける。
環境に対する注意事項 封込め及び浄化の方法・機材	下水、地下水、地表水、土壌へ排出しない。 吸収性材料（砂、珪藻土など）で吸着させ、「13. 廃棄上の処理」に従い処理する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱	
技術的対策	熱源や発火源に近づけないようにする。
安全取扱い注意事項	正しく使用するため、添付の文書をお読みください。 使用時に飲食又は喫煙をしない。飲食物や動物の餌に近づけないようにする。作業前や作業後に手や肌を洗う。蒸気や噴霧の吸入を避ける。皮膚、目および衣類との接触を避ける。汚染された衣服は直ちに脱ぐ。緊急用のシャワーを用意する。
保管	
適切な保管条件	-15℃以下にて保管する。容器を開封後は漏れを防ぐため蓋をきつく締め、直立させて2-8℃で保管する。
容器包装材料	ポリプロピレン

8. 曝露防止及び保護措置

管理濃度	データなし
許容濃度	
日本産業衛生学会	データなし
ACGIH	データなし
設備対策	データなし
保護具	
呼吸の保護具	必要に応じて適切な呼吸器保護具を着用すること
手の保護具	適切な保護手袋を着用すること
眼の保護具	適切な保護眼鏡を着用すること
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用すること

9. 物理的及び化学的性質

物理的性状、形状、色など	褐色の液体
臭い	無臭
pH	データなし
引火点	データなし
比重（相対密度）	データなし
溶解度	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の保管および使用条件下では安定。
危険有害反応可能性	通常の保管および使用条件下では有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	開封後に再凍結しない。
混触危険物質	アルカリ・酸化剤
危険有害な分解生成物	データなし

11. 有害性情報

急性毒性	データなし
皮膚腐食性／刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	データなし

呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発癌性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性（単回曝露）	データなし
特定標的臓器毒性（反復曝露）	データなし
吸引性呼吸器有害性	データなし
その他情報	短期および長期の暴露による遅発性および即時性の影響、ならびに慢性的な影響：蒸気の吸入により気道および粘膜の刺激、頭痛、悪心、めまい、嘔吐を引き起こすことがある。また製品が目に入ると刺激を引き起こす可能性がある。肌に頻繁に触れると、肌を刺激することがある。
12. 環境影響情報	
生態毒性	データなし
残留性／分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物	残液を廃棄する場合は該当する地域の法規や条例に従い処理する。
汚染容器及び包装	容器を廃棄する場合、内容物を除去した後に、該当する地域の法規や条例に従い処理する。
14. 輸送上の注意	
国際規則	
国際航空機輸送協会危険物規則	輸送危険物に該当しない
国際海上危険物規則	輸送危険物に該当しない
国内規制	
陸上「鉄道／道路」	輸送危険物に該当しない
内陸水路	輸送危険物に該当しない
輸送の特定の安全対策及び条件	容器、包装に漏れのないことを確認し、転倒、落下損傷のないように積載し、荷崩れの防止を確実にを行う。
15. 適用法令	
適用される法規制	該当なし
16. その他の情報	
一般的注意	ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。本品の適性に関する決定は使用者の責任において行ってください。