

# 製品安全データシート

作成：2020年11月05日

改訂：2021年03月17日

## 1. 化学物質等及び会社情報

製品名	HISCL IFN-λ3 キャリブレータ
[構成試薬]	[HISCL IFN-λ3 C0、HISCL IFN-λ3 C1、HISCL IFN-λ3 C2、HISCL IFN-λ3 C3]
会社名	シスメックス株式会社
所在地	〒651-0073 神戸市中央区脇浜 海岸通1丁目5番1号
連絡先	シスメックス株式会社 テクノパーク 〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 TEL：(078) 991-1911 (代表) FAX：(078) 991-1917

本製品安全データシートの記載は、構成試薬全てについて同じです。

## 2. 危険有害性の要約

GHS 分類の記載	
物理化学的危険性	該当しない
健康に関する有害性	該当しない
急性毒性（経口）	区分外
環境に対する有害性	該当しない
GHS ラベル要素	
GHS 絵表示	なし
喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	なし
GHS 分類に該当しない危険有害性	アジ化ナトリウムは鉛・銅などの金属と反応して爆発性の化合物を生成する危険性があります。

## 3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区分	混合物
化学的特性に関する情報	水溶液
危険有害成分	PRTR 法及び労働安全衛生法の対象物質は含んでいません。本品にはアジ化ナトリウムが含まれていますが、法的には毒物として取扱われません。成分内容はキット中の添付文書をご覧ください。
化学名又は一般名 濃度（範囲）	アジ化ナトリウム（ $\leq 0.1\%$ W/W）
化学式	$\text{NaN}_3$
CAS 番号	26628-22-8
労働安全衛生法政令番号	情報なし
PRTR 法政令番号	情報なし

## 4. 応急措置

吸入した場合	鼻腔の水洗い、うがいをする。炎症等の症状が出た場合は速やかに医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	接触部位を水と石鹼でよく洗う。かゆみ、炎症等の症状が出た場合は速やかに医師の診断を受ける。
目に入った場合	清浄な流水で、十分に洗眼し、必要なら眼科医の診断を受ける。
飲込んだ場合	水でよく口中を洗浄し、必要なら医師治療を受ける手配をする。

応急措置をする者の保護	特に必要ない
<b>5. 火災時の措置</b>	
消火剤	指示なし
<b>6. 漏出時の措置</b>	
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置	水拭き後、消毒用アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウム液等で拭き取る。人体への措置は特に必要ない。
環境に対する注意事項	情報なし
封込め及び浄化の方法・機材	情報なし
<b>7. 取扱い及び保管上の注意</b>	
取扱	
技術的対策	保護メガネ、手袋を着用する。正しく測定するために添付文書をお読みください。
安全取扱い注意事項	情報なし
保管	
適切な保管条件	冷所（2～8℃）で密栓して保管する（凍結禁止）。
容器包装材料	情報なし
<b>8. 曝露防止及び保護措置</b>	
管理濃度	情報なし
許容濃度	
日本産業衛生学会	情報なし
A C G I H	情報なし
設備対策	特に必要ない
保護具	
呼吸の保護具	特に必要ない
手の保護具	保護手袋
眼の保護具	保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	保護衣など
<b>9. 物理的及び化学的性質</b>	
物理的性状、形状、色など	淡黄色～黄色の澄明な液体
臭い	無臭
pH	7.0
引火点	情報なし
比重（相対密度）	約 1.0
溶解度	水に易溶
<b>10. 安定性及び反応性</b>	
安定性	通常の実験では安定。試薬としての安定性は添付文書をお読みください。
危険有害反応可能性	アジ化ナトリウムは鉛・銅などの金属と反応して爆発性の化合物を生成する危険性があります。
避けるべき条件	金属、鉛、銅との長時間の接触
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	情報なし
<b>11. 有害性情報</b>	
急性毒性	NaN <sub>3</sub> 純物質として：ラット／経口 LD <sub>50</sub> 27 mg/kg
皮膚腐食性／刺激性	情報なし
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	情報なし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	情報なし

生殖細胞変異原性	情報なし
発癌性	情報なし
生殖毒性	情報なし
特定標的臓器毒性（単回曝露）	情報なし
特定標的臓器毒性（反復曝露）	情報なし
吸引性呼吸器有害性	情報なし
<b>12. 環境影響情報</b>	
生態毒性	情報なし
残留性／分解性	情報なし
生体蓄積性	情報なし
土壤中の移動性	情報なし
<b>13. 廃棄上の注意</b>	
残余廃棄物	本品単体の場合、大量の水と共に流してください。
汚染容器及び包装	行政の許可を受けた廃棄物処理業者に委託するか、廃棄物処理法に従って適切に処理してください。
<b>14. 輸送上の注意</b>	
国際規則	
国際航空機輸送協会危険物規則	該当しない
国際海上危険物規則	該当しない
国内規制	
陸上「鉄道／道路」	該当しない
内陸水路	該当しない
輸送の特定の安全対策及び条件	容器、包装に漏れのないことを確認し、転倒、落下、損傷を来さず、横倒しないよう積み込み、荷崩れ防止を確実に行ってください。
<b>15. 適用法令</b>	
適用される法規制	薬機法（体外診断用医薬品）
<b>16. その他の情報</b>	
一般的注意	ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。
略記	PRTR法：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律