

# 製品安全データシート

作成: 2022年11月01日

## 1. 化学品及び会社情報

製品名:	LA コントロール Low
供給者の会社名称、住所及び電話番号:	シスメックス株式会社 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
緊急連絡先:	シスメックス株式会社 テクノパーク 〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 TEL : (078) 991-1911 (代表) FAX : (078) 991-1917

## 2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類	
物理化学的危険性:	該当しない
健康に関する有害性:	該当しない
環境に対する有害性:	該当しない
GHS ラベル要素	
危険有害性を表す絵表示:	なし
注意喚起語:	なし
危険有害性情報:	なし
注意書き	
安全対策:	なし
応急措置	なし
保管:	なし
廃棄:	なし
GHS 分類に該当しない危険有害性:	本品はヒト由来成分を含んでいます。原料は、HBs 抗原、HCV 抗体、HIV-1 抗体及び HIV-2 抗体の検査を行い、陰性の結果を得ていますが、感染性を完全に否定できる検査法がありません。また4項目以外の感染性物質については確認していません。従いまして、本品の取扱いにおいては、患者検体と同じように感染の危険性があるものと考え、十分に注意して下さい。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別:	混合物
化学的特性に関する情報:	固体 (凍結乾燥品)
危険有害成分:	毒物劇物取締法、PRTR 法及び労働安全衛生法の対象物質は含んでいませんが、ヒト由来成分を含んでいます。成分内容はキット中の添付文書をご覧ください。
化学名又は一般名 濃度(範囲):	該当なし
CAS 番号:	該当なし
労働安全衛生法政令番号:	非該当
PRTR 法政令番号:	非該当
毒物・劇物の区別:	非該当

## 4. 応急措置

吸入した場合:	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚に付着した場合:	接触部位を水と石鹸でよく洗う。かゆみ、炎症等の症状が出た場合は速やかに医師の診断を受ける。
眼に入った場合:	清浄な流水で十分洗眼し、必要なら医師の診断を受ける。
飲込んだ場合:	水でよく口中を洗浄し、必要なら医師の診断を受ける。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候症状:	特に必要ない
応急措置をする者の保護:	特に必要ない
医師に対する特別な注意事項:	特に必要ない

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤:	周辺火災の種類に応じた消火剤を用いる。
使ってはならない消化剤:	なし
火災時に特有の危険有害性:	なし
特有の消化方法:	情報なし
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置:	適切な空気呼吸器、保護服(耐熱性)を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置:	手袋、マスク等の保護具を着用する。
環境に対する注意事項:	土壌との接触や排水路への排水をしてはならない。
封じ込め及び浄化の方法・機材:	吸引、もしくは水拭き後、消毒用アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウム液等で拭き取る。
二次災害の防止策:	情報なし

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策:	正しく測定するために添付文書をお読みください。
安全取扱い注意事項:	皮膚、眼および衣類との接触を避ける。
接触回避:	情報なし
衛生対策:	情報なし
保管	
安全な保管条件:	直射日光を避け、冷所(2~8℃)で密栓して保管する。
安全な容器包装材料:	情報なし

## 8. 曝露防止及び保護措置

管理濃度:	情報なし
許容濃度:	情報なし
日本産業衛生学会:	情報なし
ACGIH:	情報なし
設備対策:	特に必要ない
保護具	
呼吸用保護具:	特に必要ない
手の保護具:	保護手袋
眼/顔面の保護具:	保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具:	保護衣、保護靴など

## 9. 物理的及び化学的性質

物理的性状	
形状:	凍結乾燥品
色:	黄~茶色の個体

臭い:	なし
pH:	対象外
引火点:	情報なし
比重(相対密度):	情報なし
溶解度:	情報なし
融点・凝固点:	情報なし
沸点又は初溜点及び沸騰範囲:	情報なし
可燃性:	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界:	情報なし
引火点:	情報なし
自然発火点:	情報なし
分解温度:	情報なし
動粘性率:	情報なし
溶解度:	情報なし
n-オクタノール/水分配係数 (log値):	情報なし
蒸気圧:	情報なし
密度及び/又は相対密度:	情報なし
相対ガス密度:	情報なし
粒子特性:	情報なし
その他のデータ(放射性、かさ密度、燃焼持続性):	情報なし

## 10. 安定性及び反応性

反応性:	通常の手扱いで安定。試薬としての安定性は添付文書をお読みください。
化学的安定性:	通常の手扱いで安定。試薬としての安定性は添付文書をお読みください。
危険有害反応可能性:	通常の手扱いで危険有害反応は生じない。
避けるべき条件:	情報なし
混触危険物質:	情報なし
危険有害な分解生成物:	通常の手扱いおよび保存条件で危険有害な分解生成物は生じない。

## 11. 有害性情報

急性毒性:	情報なし
皮膚腐食性/刺激性:	情報なし
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性:	情報なし
呼吸器感作性又は皮膚感作性:	情報なし
生殖細胞変異原性:	情報なし
発癌性:	情報なし
生殖毒性:	情報なし
特定標的臓器毒性(単回曝露):	情報なし
特定標的臓器毒性(反復曝露):	情報なし
誤えん有害性:	情報なし

## 12. 環境影響情報

生態毒性:	情報なし
残留性/分解性:	情報なし
生体蓄積性:	情報なし
土壌中の移動性:	情報なし

オゾン層への有害性、ほかの有害影響:	情報なし
<b>13. 廃棄上の注意</b>	
残余の処分の際の安全な取り扱い:	行政の許可を受けた廃棄物処理業者に委託するか、廃棄物処理法に従って適切に処理してください。
包装材・容器等の処分方法:	行政の許可を受けた廃棄物処理業者に委託するか、廃棄物処理法に従って適切に処理してください。
<b>14. 輸送上の注意</b>	
国際規則	
国際航空機輸送協会危険物規則:	輸送危険物に該当しない
国連番号:	情報なし
品名(国連輸送名):	情報なし
国連分類(危険有害性クラス):	情報なし
容器等級:	情報なし
国際海上危険物規則:	輸送危険物に該当しない
国連番号:	情報なし
品名(国連輸送名):	情報なし
国連分類(危険有害性クラス):	情報なし
容器等級:	情報なし
海洋汚染物質:	情報なし
MARPOL73/78 附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質:	情報なし
国内規制	
海上規制情報:	輸送危険物に該当しない
航空規制情報:	輸送危険物に該当しない
陸上規制情報:	輸送危険物に該当しない
輸送の特定の安全対策及び条件:	容器、包装に漏れのないことを確認し、転倒、落下損傷のないように積載し、荷崩れの防止を確実に行う。
<b>15. 適用法令</b>	
適用される法規制:	該当しない
<b>16. その他の情報</b>	
一般的注意:	ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。
略語、頭文字の意味/凡例:	情報なし
データの主要な文献参照と出典:	PRTR法：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 医療廃棄物処理ガイドライン（H01.12）厚生省水道環境部産業廃棄物対策室