

製品安全データシート

作成: 2025 年 08 月 28 日

1. 化学品及び会社情報

製品名	e-CHECK proficiency
推奨用途	診断薬テスト
使用上の制限	推奨用途以外への使用は禁止する
供給者の会社名称、住所及び電話番号	シスメックス株式会社 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 シスメックス株式会社 テクノパーク
緊急連絡先	〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 TEL: (078)991-1911(代表) FAX: (078)992-7330

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	
物理化学的危険性	区分に該当しない
健康に対する有害性	区分に該当しない
環境に対する有害性	区分に該当しない
GHS ラベル要素	
危険有害性を表す絵表示	該当しない
注意喚起語	記載なし
危険有害性情報	該当しない
注意書き	該当しない
他の危険有害性	本品はヒト由来成分を含んでいます。原料は、HBs抗原、HCV抗体、HIV-1抗体及びHIV-2抗体の検査を行い、陰性の結果を得ていますが、感染性を完全に否定できる検査法がありません。また4項目以外の感染性物質については確認していません。従いまして、本品の取扱いにおいては、患者検体と同じように感染の危険性があるものと考え、十分に注意して下さい。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	混合物
危険有害成分	情報なし
化学名又は一般名 濃度(範囲)	情報なし
CAS番号	情報なし
労働安全衛生法 官報公示整理番号	情報なし
化管法 官報公示整理番号	情報なし

4. 応急措置

吸入した場合	鼻腔を洗い、うがいを行う。必要なら医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	接触部位を水と石鹼でよく洗う。かゆみ、炎症等の症状が出た場合は速やかに医師の診断を受ける。
眼に入った場	清浄な流水で十分洗眼し、必要なら医師の診断を受ける。
飲込んだ場合	水でよく口中を洗浄し、必要なら医師の診断を受ける。
応急措置をする者の保護	情報なし
5. 火災時の措置	
適切な消火剤	水
使ってはならない消火剤	情報なし
6. 漏出時の措置	
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置	保護手袋
環境に対する注意事項	河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	吸収性のある素材を使用。水で希釈してもよい。
7. 取扱い及び保管上の注意	
取扱い	
技術的対策	目や皮膚との接触を避けてください。適切な保護具を着用してください。
安全取扱注意事項	情報なし
接触回避	情報なし
衛生対策	情報なし
保管	
安全な保管条件	冷所(2～8℃)に密栓して保管する。
安全な容器包装材料	情報なし
8. ばく露防止及び保護措置	
管理濃度	情報なし
許容濃度	
日本産業衛生学会	情報なし
設備対策	特に必要ない
保護具	
呼吸用保護具	特に必要ない
手の保護具	保護手袋
眼、顔面の保護具	保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	保護衣など
9. 物理的及び化学的性質	
物理的性状	
物理状態	液体
色	赤褐色
臭い	データなし

沸点又は初溜点及び沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃 限界	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	ほぼ中性
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常の手扱いで安定。試薬としての安定性は添付文書をお読 みください。
危険有害反応可能性	通常の手扱いで安定
避けるべき条件	情報なし
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	情報なし

11. 有害性情報

急性毒性	情報なし
皮膚腐食性／刺激性	情報なし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	情報なし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	情報なし
生殖細胞変異原性	情報なし
発がん性	情報なし
生殖毒性	情報なし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	情報なし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	情報なし
誤えん有害性	情報なし

12. 環境影響情報

生態毒性	情報なし
残留性・分解性	情報なし
生態蓄積性	情報なし
土壌中の移動性	情報なし

オゾン層への有害性	情報なし
他の有害影響	情報なし
13. 廃棄上の注意	
化学品(残余廃棄物)当該化学品が 付着している汚染容器及び包装の 安全で、かつ、環境上望ましい廃 棄、又はリサイクルに関する情報	行政の許可を受けた廃棄物処理業者に委託するか、オートクレ ーブ処理後、感染性医療廃棄物として処理して下さい。
14. 輸送上の注意	
国際規則	
国際航空機輸送協会危険物規則 (ICAO/IATA)	輸送危険物に該当しない
国際海上危険物規則	輸送危険物に該当しない
海洋汚染物質	非該当
MARPOL73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送 される液体物質	非該当
国内規制	
海上規制情報	輸送危険物に該当しない
航空規制情報	輸送危険物に該当しない
陸上規制情報	輸送危険物に該当しない
輸送の特定の安全対策及び条件	-
15. 適用法令	
適用法令	
労働安全衛生法	非該当
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法)	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
化審法	非該当
消防法	非該当
大気汚染防止法	非該当
水質汚濁防止法	非該当
水道法	非該当
下水道法	非該当
海洋汚染防止法	非該当
廃棄物の処理及び清掃に関する法 律	非該当
16. その他の情報	
一般的注意	ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地 に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものでは ない。

その他の情報

ありません。

本 SDS は JIS Z7253:2019 に準拠して作成しています。
