

製品安全データシート

作成日：2026 年 08 月 19 日

1. 化学品及び会社情報	
製品名 [構成品名] 供給者の会社名称、住所及び電話番号	HISCL HTLV-I/II Ab キャリブレータ [HISCL HTLV-I/II Ab NC、HISCL HTLV-I/II Ab PC] シスメックス株式会社 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1 丁目 5 番 1 号 シスメックス株式会社 テクノパーク 〒651-2271 神戸市西区高塚台 4 丁目 4 番地の 4 TEL：(078) 991－1911 緊急連絡電話番号 (078) 991-1911 推奨用途 臨床検査測定用 使用上の制限 推奨用途以外への使用は禁止する。
2. 危険有害性の要約	
化学品の GHS 分類 物理化学的危険性 健康に対する有害性 環境に対する有害性 GHS ラベル要素 絵表示 注意喚起語 危険有害性情報 注意書き 安全対策 応急措置 保管 廃棄 GHS 分類に関係しない又は GHS で扱われない 他の有害危険性	区分に該当しない、または分類できない 区分に該当しない、または分類できない 区分に該当しない、または分類できない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 情報なし
3. 組成及び成分情報	
化学物質・混合物の区別	混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲 (%)	官報公示整理番号		CAS 登録番号
		化審法番号	安衛法番号	

1, 2-ベンゾイソチアゾール-3 (2H) -オン	<0.1	(9)-1845	既存化学物質	2634-33-5
水酸化ナトリウム	<0.1	(1)-410	既存化学物質	1310-73-2

GHS 分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

4. 応急措置

必要な応急処置の説明	
吸入した場合	気分が悪い時は、医療処置を受けること。
皮膚に付着した場合	皮膚刺激が生じた場合：医療処置を受けること。 多量の水と石鹸で洗うこと。
眼に入った場合	眼の刺激が続く場合：医療処置を受けること。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医療処置を受けること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	情報なし
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	情報なし
医師に対する特別な注意事項	対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、乾燥砂、霧状水
使ってはならない消火剤	情報なし
火災時の特有の危険有害性	当該製品は火災時に構成成分由来の刺激性もしくは有毒なヒューム（またはガス）を放出する。 当該製品の燃焼ガスには、一酸化炭素などの他、構成成分由来の窒素酸化物系あるいはリン酸化物系、硫黄酸化物系、ハロゲン酸化物系のガスなどの有毒ガスが含まれることがあるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。
特有の消火方法	消火作業は、風上から行う。 周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 関係者以外を火災発生周辺から退避させ、周辺への出入りを制限する。 火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火作業では、適切な保護具（手袋、眼鏡、マスクなど）を着用する。
6．漏出時の措置	
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法及び機材 二次災害の防止策	作業には、必ず保護具（手袋、眼鏡、マスクなど）を着用する。 適切な呼吸用保護具を着用する。 大規模漏出の場合、漏出区域より直ちに退避させる。 漏出区域を換気する。 漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。 少量の場合、吸着剤（土・砂・ウエスなど）で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾などでよく拭き取る。 多量の水で洗い流す。 多量の場合、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてからドラムなどに回収する。 砂や土を使用して漏出の拡大を防ぐ。 漏出物を回収すること。 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 滑って転倒する事故を引き起こす可能性があるため、製品の拡散を避ける。 漏出物の上をむやみに歩かない。
7．取扱い及び保管上の注意	
取扱い 技術的対策 安全取扱注意事項 接触回避 衛生対策 保管 安全な保管条件 安全な容器包装材料	取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。 作業所の十分な換気を確保する。 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、聴覚保護具を着用すること。 『10．安定性及び反応性』を参照。 取扱い後は手などをよく洗うこと。 換気の良い場所で保管すること。 情報なし。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

成分名	管理濃度	厚生労働大臣が定める濃度の基準		許容濃度(産衛学会)	許容濃度 (ACGIH®)
		8時間濃度基準値	短時間濃度基準値/濃度基準値（天井値）		
1, 2-ベンゾイソチアゾール-3（2H）-オン	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定
水酸化ナトリウム	未設定	未設定	未設定	最大許容濃度：2 mg/m ³ （許容濃度等の勧告（2025年度）産衛誌 67 巻）	設定あり （ACGIH 2026）

・「厚生労働大臣が定める濃度の基準」が「※」であるものは、発がん性が明確であるため、長期的な健康影響が生じない安全な閾値としての濃度基準値を設定できない物質である。事業者は、この物質に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

・許容濃度（ACGIH）：「設定あり」の場合は右記を参照（参照先）<https://www.acgih.org/>

設備対策

ばく露のリスクがある場合：取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。

ばく露のリスクがある場合：健康障害リスクを低減させるための設備（局所排気装置等）を設置する。

蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。

保護具

呼吸用保護具

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な呼吸用保護具を選択し、着用すること。

手・皮膚の保護具

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護手袋、保護衣、履物を選択し、着用すること。

眼、顔面の保護具

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な眼および顔面の保護具を選択し、着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	無色～淡黄色
臭い	無臭
融点／凝固点	データなし
沸点又は初溜点及び沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	水溶性
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	密度: 約 1.0 g/cm ³
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし
その他のデータ(放射性、かさ密度、燃焼持続性)	データなし

10.安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	情報なし
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	情報なし
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	燃焼や熱分解により、一酸化炭素、二酸化炭素、ハロゲン酸化物などの危険有害なガスを発生する。

11. 有害性情報

急性毒性	
経口	分類できない
経皮	分類できない
吸入：気体	区分に該当しない
吸入：蒸気	分類できない
吸入：粉じん、ミスト	分類できない
	混合物の 3.76%は未知の急性毒性(経口)の成分で構成

皮膚腐食性／刺激性	されている 混合物の 3.76%は未知の急性毒性(経皮)の成分で構成されている 混合物の 3.76%は未知の急性毒性(吸入 (蒸気))の成分で構成されている 混合物の 3.76%は未知の急性毒性(吸入 (粉じん/ミスト))の成分で構成されている 分類できない (但し 水酸化ナトリウム:区分 1、 1， 2－ベンゾイソチアゾールー 3 (2 H)－オン:区分 2)
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない (但し 1， 2－ベンゾイソチアゾールー 3 (2 H)－オン:区分 1、 水酸化ナトリウム:区分 1)
呼吸器感作性又は皮膚感作性	呼吸器感作性 分類できない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	皮膚感作性 分類できない (但し 1， 2－ベンゾイソチアゾールー 3 (2 H)－オン:区分 1A)
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	分類できない 1， 2－ベンゾイソチアゾールー 3 (2 H)－オン:区分 2 (神経系)、水酸化ナトリウム:区分 1 (呼吸器)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	分類できない
誤えん有害性	分類できない
その他の情報	情報なし
12. 環境影響情報	
生態毒性	本物質は水生生物に対して有害とは考慮されず、また、環境に対しても長期的な有害な影響を及ぼさない。
水生環境有害性、短期(急性)	区分に該当しない (1， 2－ベンゾイソチアゾールー 3 (2 H)－オン:区分 1、 水酸化ナトリウム:区分 3)
水生環境有害性、長期(慢性)	区分に該当しない(1， 2－ベンゾイソチアゾールー 3 (2 H)－オン:区分 1)
残留性・分解性	情報なし
生物蓄積性	情報なし
土壌中の移動性	情報なし

オゾン層への有害性	分類できない
その他の有害性	情報なし
13. 廃棄上の注意	
化学品（残余廃棄物）、（当該化学品が付着している）汚染容器および包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 残余廃棄物 付着している汚染容器及び包装	廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 内容物、容器を国、都道府県又は市町村の規制に従って廃棄すること。 専門の廃棄物処理業者に業務委託して廃棄すること。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
14. 輸送上の注意	
国際規制 航空規制情報（ICAO/IATA） 国連番号 品名（国連輸送名） 国連分類（危険有害性クラス） 容器等級 海上規制情報（IMO） 国連番号 品名（国連輸送名） 国連分類（危険有害性クラス） 容器等級 海洋汚染物質 IMO によるばら積み輸送される物質 国内規制 航空規制情報 海上規制情報 陸上規制情報 輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	輸送危険物には該当しない 非該当 非該当 非該当 非該当 輸送危険物には該当しない 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 輸送危険物には該当しない 輸送危険物には該当しない 輸送危険物には該当しない 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

緊急時応急措置指針番号	重量物を上積みしない。 非該当
15. 適用法令	
薬機法	体外診断用医薬品
安衛法	非該当
化管法	非該当
毒劇法	非該当
化審法	非該当
水質汚濁防止法	非該当
航空法	非該当
船舶安全法(危険物船舶運送及び貯蔵規則)	非該当
消防法	非該当
スイス連邦法 揮発性有機化合物の特別税法	非該当
16. その他の情報	
その他の情報	本 SDS は JIS Z7253:2025 に準拠して作成しています。 ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。本品の適正に関する決定は使用者の責任において行ってください。
略語	ACGIH：アメリカ合衆国産業衛生専門官会議(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ICAO：国際民間航空機関(International Civil Aviation Organization) IATA：国際航空運送協会(International Air Transport Association) IMO：国際海事機関(International Maritime Organization) IBCコード：国際バルクケミカルコード(International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk 薬機法：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 安衛法：労働安全衛生法 化管法：化学物質排出把握管理促進法 毒劇法：毒物及び劇物取締法 化審法：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

データの主要な文献参照と出典

律

NITE：独立行政法人製品評価技術基盤機構(National Institute of Technology and Evaluation)

NITE GHS 分類公表データ