

製品安全データシート

作成：2018年9月18日

改訂： 年 月 日

1. 化学物質等及び会社情報

製品名	ベリクローム α 2-アンチプラスミン [プラスミン試薬、基質試薬、緩衝液]
会社名	シスメックス株式会社
所在地	〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 シスメックス株式会社 テクノパーク
連絡先	〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 TEL：(078) 991-1911 (代表) FAX：(078) 991-1917

2. 危険有害性の要約

GHS 分類の記載	
物理化学的危険性	該当しない
健康に関する有害性	該当しない
環境に対する有害性	該当しない
GHS ラベル要素	
GHS 絵表示	なし
喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	なし
GHS 分類に該当しない有害危険性	アジ化ナトリウムは鉛や銅製の配管と反応して、爆発性の高い金属製アジドを形成することがある。

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区分	混合物
化学的特性に関する情報	プラスミン試薬：固体 基質試薬：固体 緩衝液：水溶液
危険有害成分	毒物劇物取締法、PRTR 法及び労働安全衛生法の対象物質は含んでいません。成分内容はキット中の添付文書をご覧ください。
化学名又は一般名 濃度（範囲）	グリセリン 25～50%
化学式	C3H8O3
CAS 番号	56-81-5

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	汚染された衣服を脱ぎ、汚染された部位を大量の水で流す。症状が現れた場合には医師の診断を受ける。
目に入った場合	ただちに大量の水で洗浄し、時々上下のまぶたを持ち上げて洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。目の刺激が続く場合は医師の診断を受ける。
飲込んだ場合	水でよく口中を洗浄し、必要なら医師の診断を受ける。
応急措置をする者の保護	特に必要ない

5. 火災時の措置	
消火剤	この製品自体は燃焼しない。周辺火災の種類に応じた消火剤を用いる。
使用してはならない消火剤 特有の危険有害性	なし。 火災により生じる分解生成物には、二酸化炭素、一酸化炭素、リン酸化物、金属酸化物が含まれることがある。
消火を行う者の保護	消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。
6. 漏出時の措置	
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置	皮膚、眼、衣服などの身体とのあらゆる接触を避ける。
環境に対する注意事項	河川、下水道、土壤に排出されないように注意する。
封込め及び浄化の方法・機材	容器を汚染区域から移動させ、指定された識別容器に回収する。適切な引き取り業者を通じて廃棄する。
7. 取扱い及び保管上の注意	
取扱	
技術的対策	粉じん、ミスト、蒸気、ガスの発生を防止する。
安全取扱い注意事項	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗う。蒸気を吸入しない。眼や皮膚との接触を避ける。直ちに汚れたものや浸したものを取り除く。
接触回避	適切な個人保護具を着用する。
保管	
適切な保管条件	直射日光を避け、換気の良い冷暗所で保管する。
容器包装材料	情報なし
8. 曝露防止及び保護措置	
管理濃度	情報なし
許容濃度	グリセロール TWA: 10mg/m ³
日本産業衛生学会	情報なし
ACGIH	情報なし
設備対策	適切な歓喜のある場所で取り扱う。 洗眼設備を設ける。 手洗い/洗顔設備を設ける。
保護具	
呼吸の保護具	適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具	適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具	適切な眼の保護具を着用すること。
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用すること。
9. 物理的及び化学的性質	
物理的性状、形状、色など	無色液体
臭い	情報なし
pH	情報なし
引火点	情報なし
比重（相対密度）	情報なし
溶解度	情報なし
10. 安定性及び反応性	

安定性	通常の保管及び取扱いにおいては安定。
危険有害反応可能性	通常の保管、使用において危険有害反応は起こらない。
避けるべき条件	情報なし
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	通常の保管、使用において危険有害な物質は生成しない。

11. 有害性情報

急性毒性	情報なし
皮膚腐食性／刺激性	情報なし
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	情報なし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	情報なし
生殖細胞変異原性	情報なし
発癌性	情報なし
生殖毒性	情報なし
特定標的臓器毒性（単回曝露）	情報なし
特定標的臓器毒性（反復曝露）	情報なし
吸引性呼吸器有害性	情報なし

12. 環境影響情報

生態毒性	情報なし
残留性／分解性	情報なし
生体蓄積性	情報なし
土壌中の移動性	情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装	容器は関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意

国際規則	
国際航空機輸送協会危険物規則	輸送危険物に該当しない
国際海上危険物規則	輸送危険物に該当しない
国内規制	
陸上「鉄道／道路」	輸送危険物に該当しない
内陸水路	輸送危険物に該当しない
輸送の特定の安全対策及び条件	特になし。

15. 適用法令

適用される法規制	医薬品医療機器等法（体外診断用医薬品）
----------	---------------------

16. その他の情報

一般的注意	ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。
-------	---