

製品安全データシート

作成: 1999年11月29日

改訂: 2012年04月01日

1. 化学物質等及び会社情報

製品名	ユリノクリーン
会社名	シスメックス株式会社
所在地	〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
連絡先	シスメックス株式会社 テクノパーク 〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 TEL: (078) 991-1911 (代表) FAX: (078) 991-1917

2. 危険有害性の要約

GHS 分類の記載

物理化学的危険性	該当しない
健康に関する有害性	
急性毒性 (経口)	区分外
急性毒性 (吸引)	分類できず
皮膚腐食性/刺激性	区分2
目に対する重篤な損傷・刺激性	区分1
呼吸器感作性	分類できず
環境に対する有害性	
水生環境急性有害性	区分外

GHS ラベル要素

GHS 絵表示



喚起語

危険

危険有害性情報

重篤な目の損傷、皮膚刺激

注意書き

安全対策

保護眼鏡/保護面を着用すること

取扱い後はよく洗うこと。

保護手袋/保護衣を着用すること。

緊急措置

目に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。

皮膚についた場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当てを受けること。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

保管

記載なし

廃棄

記載なし

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区分	混合物
化学的特性に関する情報	水溶液
危険有害成分	
化学名又は一般名 濃度 (範囲)	次亜塩素酸ナトリウム (5.0 % W/W)
化学式	NaClO

CAS 番号	7681-52-9
労働安全衛生法政令番号	該当なし
PRTR 法政令番号	該当なし

4. 応急措置

吸入した場合	必要なら医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	皮膚についた場合：多量の水と石鹼で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当てを受けること。
目に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲込んだ場合	直ちに医師に連絡すること。
応急措置をする者の保護	水でよく口中を洗浄し、必要なら医師の診断を受ける。 特に必要ない

5. 火災時の措置

消火剤	水、粉末、泡、炭酸ガス
-----	-------------

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置	保護眼鏡/保護面を着用すること。
環境に対する注意事項	情報なし
封込め及び浄化の方法・機材	情報なし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱	
技術的対策	情報なし
安全取扱い注意事項	目及び皮膚への接触を避けること。
保管	
適切な保管条件	15～30℃で、密栓して保管する。
容器包装材料	情報なし

8. 曝露防止及び保護措置

管理濃度	情報なし
許容濃度	情報なし
日本産業衛生学会 A C G I H	
設備対策	特に必要ない
保護具	
呼吸の保護具	特に必要ない
手の保護具	保護手袋
眼の保護具	保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	保護衣など

9. 物理的及び化学的性質

物理的性状、形状、色など	無色～淡黄色透明液体
臭い	特有の刺激臭
pH	強アルカリ性
引火点	情報なし
比重（相対密度）	約 1.0
溶解度	水と自由に相溶

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の取扱いで安定。試薬としての安定性は添付文書をお読みください。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	情報なし
混触危険物質	酸性溶液との混合
危険有害な分解生成物	塩素ガス発生への恐れ
11. 有害性情報	
急性毒性	有効塩素濃度 10%の場合、マウス経口 LD ₅₀ 5.8mL/kg 5%溶液で幼児経口致死量 15~30mL
皮膚腐食性/刺激性	情報なし
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	ウサギのドレイス試験：5%溶液 0.01mL で 11/110、0.1mL で 40/110 であった。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	情報なし
生殖細胞変異原性	情報なし
発癌性	情報なし
生殖毒性	情報なし
特定標的臓器毒性（単回曝露）	情報なし
特定標的臓器毒性（反復曝露）	情報なし
吸引性呼吸器有害性	情報なし
12. 環境影響情報	
生態毒性	100%で LC ₅₀ 5.9mg/L (96h 魚類)
残留性/分解性	情報なし
生体蓄積性	情報なし
土壌中の移動性	情報なし
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物 汚染容器及び包装	本品単体の場合、大量の水と共に流してください。 行政の許可を受けた廃棄物処理業者に委託するか、廃棄物処理法に従って適切に処理してください。
14. 輸送上の注意	
国際規則	
国際航空機輸送協会危険物規則	輸送危険物に該当しない
国際海上危険物規則	輸送危険物に該当しない
国内規制	
陸上「鉄道/道路」	輸送危険物に該当しない
内陸水路	輸送危険物に該当しない
輸送の特定の安全対策及び条件	容器、包装に漏れのないことを確認し、転倒、落下損傷のないように積載し、荷崩れの防止を確実にを行う。
15. 適用法令	
適用される法規制	—
16. その他の情報	
一般的注意	ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。