

# 製品安全データシート

作成: 2017年5月17日  
改訂: 年 月 日

## 1. 化学物質等及び会社情報

|     |  |
|-----|--|
| 製品名 | メディテープ 10M   |
| 会社名 | シスメックス株式会社   |
| 所在地 | 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号   |
| 連絡先 | シスメックス株式会社 テクノパーク<br>〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4<br>TEL: (078) 991-1911 (代表)<br>FAX: (078) 991-1917 |

## 2. 危険有害性の要約

|                   |       |
|-------------------|-------|
| GHS 分類の記載         |       |
| 物理化学的危険性          | 該当しない |
| 健康に関する有害性         | 該当しない |
| 環境に対する有害性         | 該当しない |
| GHS ラベル要素         |       |
| GHS 絵表示           | 該当しない |
| 喚起語               | 該当しない |
| 危険有害性情報           | 該当しない |
| 注意書き              | 該当しない |
| GHS 分類に該当しない危険有害性 | 該当しない |

## 3. 組成・成分情報

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 単一製品・混合物の区分      | 混合物                                   |
| 化学的特性に関する情報      | 本試薬は白色支持体に試薬成分を含んだ各項目の試験紙が貼付されたものである。 |
| 危険有害成分           |                                       |
| 化学名又は一般名 濃度 (範囲) | なし                                    |
| 化学式              | なし                                    |
| CAS 番号           | なし                                    |

## 4. 応急措置

|             |  |
|-------------|--|
| 吸入した場合      | 新鮮な空気のある場所に移し、安静にする。症状があるときは医師の手当を受ける。 |
| 皮膚に付着した場合   | 多量の水で十分に洗う。炎症を生じた時は医師の手当を受ける。          |
| 目に入った場合     | 直ちに多量の水で15分以上洗い流す。異常があれば医師の手当を受ける。     |
| 飲込んだ場合      | 必要があれば医師の手当を受ける。                       |
| 応急措置をする者の保護 | 特に必要ない                                 |

## 5. 火災時の措置

|             |  |
|-------------|--|
| 消火剤         | 水、粉末、泡、炭酸ガス  |
| 使ってはならない消火剤 | 情報なし   |
| 特有の消火方法     | 火元の燃焼源を絶ち、水や粉末、炭酸ガス等の消火剤を用いる。燃焼時に発生するガスや煙等を吸引しないように、消火作業は風上から呼吸保護具を着用して行う。 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>6. 漏出時の措置</b>      |   |
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置  | 作業の際には、必要に応じて保護具を着用する。  |
| 環境に対する注意事項            | 漏出物を河川等に直接流してはいけない。大量の水で希釈する場合には、排水が適切に処理されずに環境へ流出することがないように注意する。 |
| 封込め及び浄化の方法・機材         | 情報なし  |
| <b>7. 取扱い及び保管上の注意</b> |   |
| 取扱い                   |   |
| 技術的対策                 | 適切な保護具を着用する。目、皮膚、衣服につかないように注意する。                                  |
| 安全取扱い注意事項             | 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずるなどの粗暴な扱いをしない。                           |
| 保管                    |   |
| 適切な保管条件               | 直射日光、高湿度下を避けて 1-25℃で保管する。凍結保管はしない。                                |
| 容器包装材料                | ポリエチレン容器  |
| <b>8. 曝露防止及び保護措置</b>  |   |
| 管理濃度                  | 設定なし  |
| 許容濃度                  | 設定なし  |
| 日本産業衛生学会<br>A C G I H |   |
| 設備対策                  | 取り扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。                                    |
| 保護具                   |   |
| 呼吸の保護具                | 保護マスク   |
| 手の保護具                 | 保護手袋  |
| 眼の保護具                 | 保護眼鏡、側板付き保護眼鏡   |
| 皮膚及び身体の保護具            | 保護衣   |
| <b>9. 物理的及び化学的性質</b>  |   |
| 物理的性状、形状、色など          | 白色支持体に試薬成分を含んだ各項目の尿試験紙が貼付された形態                                    |
| 臭い                    | 特異臭なし   |
| pH                    | —   |
| 引火点                   | —   |
| 比重（相対密度）              | —   |
| 溶解度                   | —   |
| <b>10. 安定性及び反応性</b>   |   |
| 安定性                   | 安定  |
| 危険有害反応可能性             | 情報なし  |
| 避けるべき条件               | 日光、熱、湿気   |
| 混触危険物質                | 特になし  |
| 危険有害な分解生成物            | 情報なし  |
| <b>11. 有害性情報</b>      |   |
| 急性毒性                  | 情報なし  |
| 皮膚腐食性／刺激性             | 情報なし  |
| 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性       | 情報なし  |
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性         | 情報なし  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 生殖細胞変異原性          | 情報なし  |
| 発癌性               | 情報なし  |
| 生殖毒性              | 情報なし  |
| 特定標的臓器毒性（単回曝露）    | 情報なし  |
| 特定標的臓器毒性（反復曝露）    | 情報なし  |
| 吸引性呼吸器有害性         | 情報なし  |
| <b>12. 環境影響情報</b> |   |
| 生態毒性              | 情報なし  |
| 残留性／分解性           | 情報なし  |
| 生体蓄積性             | 情報なし  |
| 土壌中の移動性           | 情報なし  |
| <b>13. 廃棄上の注意</b> |   |
| 残余廃棄物             | 焼却法<br>廃棄においては関連法規ならびに地方自治体の条例に従うこと。<br>上記方法による処理ができない場合は都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託処理する。 |
| 汚染容器及び包装          | 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。   |
| <b>14. 輸送上の注意</b> |   |
| 国際規則              |   |
| 国際航空機輸送協会危険物規則    | 輸送危険物に該当しない   |
| 国際海上危険物規則         | 輸送危険物に該当しない   |
| 国内規制              |   |
| 陸上「鉄道／道路」         | 輸送危険物に該当しない   |
| 内陸水路              | 輸送危険物に該当しない   |
| 輸送の特定の安全対策及び条件    | 容器、包装に漏れのないことを確認し、転倒、落下損傷のないように積載し、荷崩れの防止を確実にを行う。                                       |
| <b>15. 適用法令</b>   |   |
| 適用される法規制          | 医薬品医療機器等法（体外診断用医薬品）   |
| <b>16. その他の情報</b> |   |
| 一般的注意             | ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。                         |