

製品安全データシート

作成日：2015 年 02 月 03 日

改訂日：2024 年 12 月 25 日

確認日：2024 年 12 月 25 日

1. 化学品及び会社情報	
製品名	レボヘム™ エピネフリン【劇薬】
供給者の会社名称、住所及び電話番号	シスメックス株式会社 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 シスメックス株式会社 テクノパーク 〒651-2271 神戸市 西区高塚台4丁目4番地の4 TEL：(078) 991-1911（代表） TEL：(078) 991-1911（代表）
緊急連絡電話番号	臨床検査測定用
推奨用途	推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の指示を仰ぐこと
使用上の制限	推奨用途以外への使用は禁止する
2. 危険有害性の要約	
化学品の GHS 分類	区分に該当しない
物理化学的危険性	急性毒性（経口） 区分 2
健康に対する有害性	区分に該当しない
環境に対する有害性	
GHS ラベル要素	
絵表示	 GHS06 どくろ
注意喚起語	危険
危険有害性情報	H300 飲み込むと生命に危険
注意書き	P264 取り扱い後は供給者または所轄官庁が指定する取り扱い後に洗浄する体の部分をよく洗うこと。
安全対策	P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
応急措置	P301+P310 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。
保管	P330 口をすすぐこと 該当しない

廃棄 GHS 分類に関係しない又は GHS で扱われない他の有害危険性	P501 内容物あるいは容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 情報なし
3. 組成及び成分情報	
化学物質・混合物の区別 成分の化学名 濃度又は濃度範囲 CAS 番号 化審法 官報整理番号 安衛法 官報整理番号	混合物 酒石酸エピネフリン 5%< 51-42-3 - -
4. 応急措置	
必要な応急処置の説明 吸入した場合 皮膚に付着した場合 眼に入った場合 飲み込んだ場合 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 応急措置をする者の保護に必要な注意事項	意識を失った場合は、新鮮な空気のある場所に移動させてください。医師の診断を受けること。 直ちに水と石鹸で徹底的に洗ってください。 目を開けて数分間流水で洗うこと。その後、医師の診断を受けること。 吐かせてはならない。直ちに医師の診断を受けること。 情報なし 情報なし
5. 火災時の措置	
適切な消火剤 使ってはならない消火剤 火災時の特有の危険有害性 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	周囲の状況に合わせた消火剤を使用すること。 情報なし 情報なし 情報なし
6. 漏出時の措置	
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法及び機材 二次災害の防止策	作業者は適切な保護具を着用すること。 下水や地上水、地下水に流してはならない。 「13. 廃棄上の注意」に記載されている方法で、汚染された物質を廃棄すること。 情報なし
7. 取扱い及び保管上の注意	
取扱い 安全取扱注意事項 衛生対策	塵や埃を取り除く。容器を注意深く取り扱うこと。 情報なし

保管	
安全な保管条件	(2～8℃) に密栓して保管する。
安全な容器包装材料	情報なし
8. ばく露防止及び保護措置	
許容濃度等	情報なし
設備対策	情報なし 「7. 取り扱い及び保管上の注意」を参照
保護具	
呼吸用保護具	適切な呼吸用保護具を推奨する。 短時間の暴露あるいは低レベルの汚染の場合フィルター付き呼吸用保護具を着用すること。長時間の暴露の場合は必要な物が揃っている呼吸用保護具を着用すること。
手・皮膚の保護具	製品や材料あるいは調剤薬を通さない保護手袋を着用すること。
眼、顔面の保護具	適切な保護眼鏡を着用すること。
9.物理的及び化学的性質	
物理状態	固体（凍結乾燥品）
色	白色
臭い	無臭
融点／凝固点	データなし
沸点又は初溜点及び沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	固体のため非該当
引火点	データなし
自然発火点	固体のため非該当
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし
その他のデータ(放射性、かさ密度、燃焼持続性)	データなし
10.安定性及び反応性	
反応性	データなし
化学的安定性	通常の手扱いでは変質は起こらない。
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件	データなし

混触危険物質	データなし
危険有害な分解生成物	データなし
11. 有害性情報	
急性毒性 経口 経皮 吸入 皮膚腐食性／刺激性 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 呼吸器感作性又は皮膚感作性 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 誤えん有害性 その他の情報	計算結果が LD50=23.4mg/kg のため区分 2 に該当する。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 情報なし
12. 環境影響情報	
生態毒性 水生環境有害性、短期(急性) 水生環境有害性、長期(慢性) 残留性・分解性 生態蓄積性 土壌中の移動性 オゾン層への有害性 その他の有害性	情報なし 情報なし 情報なし 情報なし 情報なし 情報なし 情報なし 情報なし
13. 廃棄上の注意	
化学品（残余廃棄物）当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 残余廃棄物 付着している汚染容器及び包装	廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
14. 輸送上の注意	
国際規制 航空規制情報（ICAO/IATA） 国連番号 品名（国連輸送名） 国連分類（危険有害性クラス）	輸送危険物に該当しない 非該当 非該当 非該当

容器等級	非該当
海上規制情報（IMO）	輸送危険物に該当しない
国連番号	非該当
品名（国連輸送名）	非該当
国連分類（危険有害性クラス）	非該当
容器等級	非該当
海洋汚染物質	非該当
MARPOL73/78 付属書 II 及び IBC コードに よるばら積み輸送される液体物質	非該当
国内規制	
航空規制情報	輸送危険物に該当しない
海上規制情報	輸送危険物に該当しない
陸上規制情報	輸送危険物に該当しない
輸送又は輸送手段に関する特別の安全策	データなし

15. 適用法令

薬機法	体外診断用医薬品、劇薬
安衛法	非該当
化管法	非該当
毒劇法	非該当
化審法	非該当
水質汚濁防止法	非該当
航空法	非該当
船舶安全法(危険物船舶運送及び貯蔵規則)	非該当
消防法	非該当
スイス連邦法 揮発性有機化合物の特別税法	非該当

16. その他の情報

その他の情報	本 SDS は JIS Z7253:2019 に準拠して作成しています。 ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。本品の適正に関する決定は使用者の責任において行ってください。
略語	ICAO：国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization） IATA：国際航空運送協会（International Air Transport Association） IMO：国際海事機関（International Maritime Organization） IBC コード：国際バルクケミカルコード（International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk）

データの主要な文献参照と出典

薬機法：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

安衛法：労働安全衛生法

化管法：化学物質排出把握管理促進法

毒劇法：毒物及び劇物取締法

化審法：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

NITE：独立行政法人製品評価技術基盤機構（National Institute of Technology and Evaluation）

NITE GHS 分類公表データ