

安全データシート (SDS)

1. 化学品及び会社情報

化学品等の名称	HISCL HBsAbキャリアレータ	※HISCL HBsAbキャリアレータは、HISCL HBsAb C0、C1、C2、C3の構成製品です。
製品コード	AY670302	
供給者の会社名	株式会社日本凍結乾燥研究所	
住所	東京都清瀬市松山三丁目1番5号	
電話番号	042-492-5329	
ファックス番号	042-492-5392	
電子メールアドレス	jll-hinsyo@bcg.gr.jp	
緊急連絡電話番号	042-492-5329	
推奨用途及び使用上の制限	体外診断用医薬品	

2. 危険有害性の要約

GHS分類	HISCL HBsAb C0	HISCL HBsAb C1	HISCL HBsAb C2	HISCL HBsAb C3
物理化学的危険性				
爆発物	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
可燃性ガス	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない
エアゾール	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない
酸化性ガス	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない
高圧ガス	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない
引火性液体	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
可燃性固体	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない
自己反応性化学品	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
自然発火性液体	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
自然発火性固体	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない
自己発熱性化学品	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
水反応可燃性化学品	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
酸化性液体	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
酸化性固体	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない
有機過酸化物	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
金属腐食性化学品	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
健康に対する有害性				
純性化爆発物	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
急性毒性（経口）	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
急性毒性（経皮）	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
急性毒性（吸入：気体）	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない	区分に該当しない
急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
呼吸器感作性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
皮膚感作性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
発がん性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
生殖毒性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
生殖毒性・授乳影響	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
環境に対する有害性				
誤えん有害性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
水生環境有害性 短期（急性）	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
水生環境有害性 長期（慢性）	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
オゾン層への有害性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	HISCL HBsAb C0	HISCL HBsAb C1	HISCL HBsAb C2	HISCL HBsAb C3
	混合物	混合物	混合物	混合物
HISCL HBsAb C0以下の成分を含む				
成分	エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物			
濃度又は濃度範囲	3.7%(w/v)			
CAS登録番号 (CAS RN)	6381-92-6			
官報公示整理番号 (化審法)	2-1265			

4. 応急措置 ※HISCL HBsAb C0、C1、C2、C3共通

吸入した場合	新鮮な空気のある場所に移すこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	すぐに石鹸と大量の水で洗浄すること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトを容易に取り外せる場合は外して洗うこと。目の刺激が続く場合は、医師の診断、手当を受けること。
飲み込んだ場合	口をすすぐ。意識のない人の口には何も与えないこと。ただちに医師もしくは毒物管理センターに連絡すること。医師の指示がない場合には、無理に吐かせないこと。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	個人用保護具を着用すること。

5. 火災時の措置 ※HISCL HBsAb C0、C1、C2、C3共通

適切な消火剤	現場状況と周囲の環境に適した消火方法を行うこと。
使ってはならない消火剤	利用可能な情報は無い。
火災時の特有の危険有害性	熱分解は刺激性で有毒なガスと蒸気を放出することがある。
特有の消火方法	利用可能な情報は無い。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火の作業の際は、必ず保護具を着用する。

1 2. 環境影響情報					
生態毒性	生殖毒性 水生環境有害性 (短期/急性) 水生環境有害性 (長期/慢性)	HISCL HBsAb C0	HISCL HBsAb C1	HISCL HBsAb C2	HISCL HBsAb C3
		利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない
		分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
		分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
残留性・分解性		利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない
生態蓄積性		利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない
土壤中の移動性		利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない
オゾン層への有害性		利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない
1 3. 廃棄上の注意 ※HISCL HBsAb C0、C1、C2、C3共通					
残余廃棄物		廃棄は地域、国、現地の適切な法律、規制に則る必要がある。 廃棄する際には大量の水と共に流すこと。			
汚染容器及び包装		廃棄は地域、国、現地の適切な法律、規制に則る必要がある。			
1 4. 輸送上の注意					
国際規制	ADR/RID (陸上) IMDG (海上) IATA (航空)	規制されていない 規制されていない 規制されていない			
1 5. 適用法令					
労働安全衛生法		非該当			
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)		第1種指定化学物質 管理番号：595 エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物			
毒物及び劇物取締法		非該当			
1 6. その他の情報					
<p>このSDSは、JIS Z 7253:2019に準拠して作成しております。記載内容は、体外診断用医薬品の構成品としての取り扱いを対象としたものであって、他の物質と組み合わせるなど特殊な取り扱いは行わないでください。作成日における最新の情報に基づいて作成されておりますが、すべての情報を入手した場合には追加または訂正されることがあります。</p> <p>また、含有量、危険有害性などの記載内容は、情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。すべての製品にはまだ知られていない危険性を有する可能性がありますので取り扱いには十分ご注意ください。</p>					