

作成日 2023/04/13

本SDSは「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」(JIS Z 7253:2019)7.1全体構成に示される16の項目について記したものです。

なお、本製品は労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に基づきSDSによる通知が必要な製品ではありません(本文、第15項を参照)。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	オートLIA FM CA/CS/CNシリーズ用 R1、R2
製品コード	04675
供給者の会社名称	島津ダイアグノスティクス株式会社
住所	東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー20階
担当部門	信頼性保証部
電話番号	03-5846-5613
FAX番号	03-5846-5619
電子メールアドレス	yakuji@sdc.shimadzu.co.jp
緊急連絡電話番号	03-5846-5613

2. 危険有害性の要約 化学品のGHS分類

健康有害性	急性毒性(経口) 区分2 急性毒性(経皮) 区分1 上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。
-------	---

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語	危険
危険有害性情報	H300+H310 飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は生命に危険

注意書き	
安全対策	眼、皮膚、衣類につけないこと。(P262) 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264) この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270) 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。(P280)

応急措置	飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。(P301+P310) 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと。(P302+P352) 直ちに医師に連絡すること。(P310) 特別な処置が必要である。(P321) 口をすすぐこと。(P330) 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P361+P364)
------	---

保管	施錠して保管すること。(P405)
廃棄	内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
物質(その他)	100%	-	-	-	-

4. 応急措置

吸入した場合
皮膚に付着した場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
直ちに医師に連絡すること。
特別な処置が必要である。
汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

眼に入った場合

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。
口をすすぐこと。
特別な処置が必要である。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。
粉じんが発生している時は乾燥砂を用いる。

使ってはならない消火剤
火災時の特有の危険有害性
特有の消火方法

情報なし
燃焼ガスには、一酸化炭素などの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙の吸入を避ける。
消火作業は、風上から行う。
周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

関係者以外は安全な場所に退去させる。
消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置

作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。

環境に対する注意事項
封じ込め及び浄化の方法
及び機材

多量の場合、人を安全な場所に退避させる。
必要に応じた換気を確保する。
漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。
少量の場合、吸着剤(土・砂・ウエスなど)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾などでよく拭き取る。大量の水で洗い流す。

二次災害の防止策

多量の場合、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてからドラムなどに回収する。
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。
床に漏れた状態で放置すると、滑り易くスリップ事故の原因となるため注意する。
漏出物の上をむやみに歩かない。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。

		<p>取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。</p> <p>安全取扱注意事項 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>眼、皮膚、衣類に付けないこと。</p> <p>保護手袋、保護衣を着用すること。</p>
保管	<p>接触回避</p> <p>安全な保管条件</p>	<p>『10. 安定性及び反応性』を参照。</p> <p>『10. 安定性及び反応性』を参照。</p> <p>施錠して保管すること。</p>
8. ばく露防止及び保護措置 設備対策		<p>蒸気、ヒューム、ミストまたは粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。</p> <p>取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。</p>
保護具	<p>呼吸用保護具</p> <p>手の保護具</p> <p>眼、顔面の保護具</p> <p>皮膚及び身体の保護</p>	<p>必要に応じて、適切な呼吸器用保護具を着用すること。</p> <p>保護手袋を着用すること。</p> <p>必要に応じて、適切な眼の保護具を着用すること。</p> <p>保護衣を着用すること。</p>
9. 物理的及び化学的性質		
物理状態		液体
形状		液体
色		データなし
臭い		データなし
融点／凝固点		データなし
沸点又は初留点及び沸点 範囲		データなし
可燃性		データなし
爆発下限界及び爆発上限 界／可燃限界	<p>下限</p> <p>上限</p>	<p>データなし</p> <p>データなし</p>
引火点		データなし
自然発火点		データなし
分解温度		データなし
pH		データなし
動粘性率		データなし
溶解度		データなし
n-オクタノール／水分配 係数		データなし
蒸気圧		データなし
密度及び／又は相対密度		データなし
相対ガス密度		データなし
粒子特性		データなし
10. 安定性及び反応性		
反応性		情報なし
化学的安定性		情報なし
危険有害反応可能性		情報なし
避けるべき条件		情報なし
混触危険物質		情報なし
危険有害な分解生成物		情報なし
11. 有害性情報		
急性毒性	経口	急性毒性推定値より区分2とした。

	経皮	急性毒性推定値より区分1とした。
	吸入	(気体) GHS定義による気体ではない。 (蒸気) データ不足のため分類できない。 (粉じん・ミスト) データ不足のため分類できない。
	皮膚腐食性／皮膚刺激性	毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、分類できないとした。
	眼に対する重篤な損傷性 ／眼刺激性	毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、分類できないとした。
	呼吸器感作性	データ不足のため分類できない。
	皮膚感作性	毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、分類できないとした。
	生殖細胞変異原性	毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、分類できないとした。
	発がん性	毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、分類できないとした。
	生殖毒性	(生殖毒性) データ不足のため分類できない。 (生殖毒性・授乳影響) データ不足のため分類できない。
	特定標的臓器毒性(単回 ばく露)	毒性未知成分を考慮濃度(1%)以上含有しているため、分類できないとした。
	特定標的臓器毒性(反復 ばく露)	毒性未知成分を考慮濃度(1%)以上含有しているため、分類できないとした。
	誤えん有害性	動粘性率が不明のため、分類できないとした。
12. 環境影響情報		
	水生環境有害性 短期 (急性)	毒性未知成分を含有しているため、分類できないとした。
	水生環境有害性 長期 (慢性)	毒性未知成分を含有しているため、分類できないとした。
	生態毒性	データなし
	残留性・分解性	データなし
	生体蓄積性	データなし
	土壤中の移動性	データなし
	オゾン層への有害性	データ不足のため分類できない。
13. 廃棄上の注意		
	残余廃棄物	各自治体の区分に従って廃棄するか、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
	汚染容器及び包装	内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 各自治体の区分に従って廃棄するか、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
14. 輸送上の注意		
	国際規制	海上規制情報
		非該当

	Marine Pollutant	Not applicable
	Liquid Substance	Not applicable
	Transported in Bulk	
	According to	
	MARPOL 73/78,	
	Annex II, the IBC	
	Code	
国内規制	航空規制情報	非該当
	陸上規制	非該当
	海上規制情報	非該当
	海洋汚染物質	非該当
	MARPOL 73/78 附	非該当
	属書II 及びIBC コー	
	ドによるばら積み輸	
	送される液体物質	
	航空規制情報	非該当
緊急時応急措置指針番号		なし
15. 適用法令		
労働安全衛生法		危険物・爆発性の物(施行令別表第1第1号)
		腐食性液体(労働安全衛生規則第326条)
毒物及び劇物取締法		非該当
化学物質排出把握管理促		非該当
進法(PRTR法)		
化審法		優先評価化学物質(法第2条第5項)
水質汚濁防止法		指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)
海洋汚染防止法		有害でない物質(施行令別表第1の2)
		有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)
		有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1)
		有害液体物質(Z類同等の物質)(環境省告示第148
		号第3号)
外国為替及び外国貿易法		輸出貿易管理令別表第1の16の項
道路法		車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本
		高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第
		2)
水道法		有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令10
		1号)
労働基準法		疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条
		別表第1の2第4号1)
16. その他の情報		
連絡先		島津ダイアグノスティクス株式会社 信頼性保証部
		TEL:03-5846-5613
		FAX:03-5846-5619
		電子メールアドレス:yakuji@sdc.shimadzu.co.jp
その他		組成及び成分情報に記載している濃度又は濃度範
		囲は製造時の配合量を元に算出した一例であり、製
		品中の濃度を保証するものではありません。また、端
		数処理により合計値が100%とならない場合があります。
		記載内容は日本国内で適用される法令に従い、現時
		点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成し
		ていますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性
		に関しては、いかなる保証をなすものでもありませ
		ん。
		また、注意事項は通常の取扱いを対象としたもので
		すので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適し
		た安全対策を実施の上でご使用ください。

当該製品に関する全般的な注意、使用上または取扱い上の注意あるいは廃棄上の注意等に関しては、ラベルや説明文書等をよく読んでからご使用ください。