

製品安全データシート

株式会社 日本凍結乾燥研究所
東京都清瀬市松山 3-1-5
担当部門 品質管理部
緊急連絡先 企画業務部
電話 042-492-5329
FAX 042-492-9392
作成日 2009年 5月25日
改訂日 2016年12月 5日

製品名 (商品名) HISCL HBcAb試薬

物質の特定 単一製品・混合物の区分 混合物

有害成分及び含有量 0.1%アジ化ナトリウムを含む。

危険有害性の分類 分類の名称 ——

危険性 通常取り扱いにおいては安定。

有害性 皮膚に接触したとき、炎症や湿疹を起こすことがまれにある。

応急処置 目に入った場合 直ちに清浄な水で15分以上洗い流し、医師の診断を受ける。

皮膚に接触した場合 接触部位を石鹼水や水でよく洗う。かゆみ、炎症など症状がでた場合は速やかに医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合 水で口の中をよく洗い、直ちに医師の診断を受ける。

火災時の措置 消火方法 該当なし。

消火剤 該当なし。

漏出時の措置 水で洗い流し、水拭きをする。

取り扱い及び保管上の注意 取り扱い 眼又は皮膚に触れないように注意する。

保管 密栓状態で、2~8℃に保存する。

暴露防止措置 保護具 使用に際しては、保護眼鏡・保護手袋・保護衣等を必要に応じて、着用する。

物理化学物質 外観 R1試薬:無色～淡黄色澄明な液体。臭気なし。
R2試薬:茶褐色の懸濁溶液。臭気なし。
R3試薬:無色～淡黄色澄明な液体。臭気なし。

pH	R1試薬：8.2 R2試薬：6.5 R3試薬：6.5
----	----------------------------------

揮発性	水と同様。
-----	-------

危険性情報	通常の取り扱い条件においては安定。
-------	-------------------

有害情報	刺激性	皮膚に対して弱い刺激性があり、粘膜の炎症や湿疹をおこすことがまれにある。
------	-----	--------------------------------------

感作性	現在のところ知見なし。
-----	-------------

急性毒性	現在のところ知見なし。
------	-------------

亜急性毒性	現在のところ知見なし。
-------	-------------

慢性毒性	現在のところ知見なし。
------	-------------

がん原性	現在のところ知見なし。
------	-------------

変異原性	現在のところ知見なし。
------	-------------

生殖毒性	現在のところ知見なし。
------	-------------

催奇形性	現在のところ知見なし。
------	-------------

その他	現在のところ知見なし。
-----	-------------

環境影響情報	現在のところ知見なし。
--------	-------------

廃棄上の注意	アジ化ナトリウムは鉛、銅と反応して爆発性のある化合物を生成することがあるため、廃棄する際には大量の水と共に流すこと。
--------	--

輸送上の注意	運搬に際しては容器に損傷がないことを確かめ、転倒・落下・損傷がないように積み込み、丁寧に扱う。
--------	---

主な適用法令	医薬品医療機器等法
--------	-----------

その他	記載内容の問い合わせ先	株式会社 日本凍結乾燥研究所		
		品質管理部	電話	042-492-5329
			FAX	042-492-9392

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには十分注意してください。
