

< XN CHECKTM 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No.62421101

Exp. date 2026年11月29日

L1 : Level 1

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	261	6.1	18.6	71.2	23.4	32.8	8.1
LIMIT	13	0.2	1.9	3.6	2.1	4.9	6.5

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	52.0	20.7	6.2	0.07	8.3	7.3
LIMIT	5.2	2.1	5.0	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	30.6	1.59	0.0061
LIMIT	3.1	0.80	0.0031

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。