

< XN CHECKTM 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No.62421102

Exp. date 2026年11月29日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	419	12.0	34.8	83.1	28.6	34.5	22.6
LIMIT	21	0.4	3.5	4.2	2.3	4.8	3.4

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.7	16.0	8.8	0.22	9.8	19.0
LIMIT	4.8	1.6	1.4	0.07	0.9	28.5

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	71.0	4.83	0.0115
LIMIT	4.3	2.42	0.0058

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。