

< XN CHECKTM 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No.62421103

Exp. date 2026年11月29日

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	510	15.9	45.8	89.8	31.2	34.7	51.7
LIMIT	26	0.5	4.6	4.5	2.5	4.9	4.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	45.9	14.2	9.0	0.50	9.6	17.7
LIMIT	4.6	1.4	1.1	0.13	0.7	26.6

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	171.0	11.93	0.0234
LIMIT	10.3	5.97	0.0117

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。