








XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level1	

ロット番号	
41341301	

使用期限	
2024/08/04	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	0.74	0.26	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	2.4	0.8	
MN#	10 ² /μL	0.20	0.14	
PMN#	10 ² /μL	0.54	0.38	
MN%	%	26.9	18.8	
PMN%	%	73.1	51.2	
TC-BF#	10 ² /μL	0.74	0.26	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。