










XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

| | |
|-------------------|---|
| マテリアル |  |
| BF Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 41341302 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2024/08/04 | |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|--|
| WBC-BF | 10 ² /μL | 2.99 | 0.75 |  |
| RBC-BF | 10 ⁴ /μL | 7.6 | 1.9 |  |
| MN# | 10 ² /μL | 0.80 | 0.48 |  |
| PMN# | 10 ² /μL | 2.19 | 1.31 |  |
| MN% | % | 26.8 | 16.1 |  |
| PMN% | % | 73.2 | 43.9 |  |
| TC-BF# | 10 ² /μL | 2.99 | 0.75 |  |

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。