

# XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

|                   |   |
|-------------------|---|
| マテリアル             |  |
| BF Control Level1 |   |

|          |   |
|----------|---|
| ロット番号    |  |
| 50481301 |   |

|            |  |
|------------|--|
| 使用期限       |  |
| 2025/05/11 |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode  |
|------------|---------------------|--------|-------|--|
| WBC-BF     | 10 <sup>2</sup> /μL | 0.75   | 0.26  |    |
| RBC-BF     | 10 <sup>4</sup> /μL | 2.5    | 0.9   |    |
| MN#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 0.20   | 0.14  |    |
| PMN#       | 10 <sup>2</sup> /μL | 0.55   | 0.39  |    |
| MN%        | %                   | 26.2   | 18.3  |   |
| PMN%       | %                   | 73.8   | 51.7  |  |
| TC-BF#     | 10 <sup>2</sup> /μL | 0.75   | 0.26  |  |

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。