

# XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level1	

ロット番号	
60681301	

使用期限	
2026/05/31	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 <sup>2</sup> /μL	0.75	0.26	
RBC-BF	10 <sup>4</sup> /μL	2.5	0.9	
MN#	10 <sup>2</sup> /μL	0.19	0.13	
PMN#	10 <sup>2</sup> /μL	0.55	0.39	
MN%	%	25.8	18.1	
PMN%	%	74.2	51.9	
TC-BF#	10 <sup>2</sup> /μL	0.75	0.26	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。