







XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level1	

ロット番号	
61241301	

使用期限	
2026/07/26	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	0.75	0.26	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	2.6	0.9	
MN#	10 ² /μL	0.18	0.13	
PMN#	10 ² /μL	0.58	0.41	
MN%	%	23.4	16.4	
PMN%	%	76.6	53.6	
TC-BF#	10 ² /μL	0.75	0.26	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。