

XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level1	

ロット番号	
61801301	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	0.73	0.26	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	2.5	0.9	
MN#	10 ² /μL	0.18	0.13	
PMN#	10 ² /μL	0.55	0.39	
MN%	%	24.0	16.8	
PMN%	%	76.0	53.2	
TC-BF#	10 ² /μL	0.73	0.26	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。