

XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level1	

ロット番号	
62361301	

使用期限	
2026/11/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	0.71	0.25	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	2.6	0.9	
MN#	10 ² /μL	0.20	0.14	
PMN#	10 ² /μL	0.51	0.36	
MN%	%	27.6	19.3	
PMN%	%	72.4	50.7	
TC-BF#	10 ² /μL	0.71	0.25	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。