










# XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
42461302	

使用期限	
2024/11/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 <sup>2</sup> /μL	2.91	0.73	
RBC-BF	10 <sup>4</sup> /μL	7.4	1.9	
MN#	10 <sup>2</sup> /μL	0.78	0.47	
PMN#	10 <sup>2</sup> /μL	2.13	1.28	
MN%	%	26.7	16.0	
PMN%	%	73.3	44.0	
TC-BF#	10 <sup>2</sup> /μL	2.91	0.73	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。