








# XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
43021302	

使用期限	
2025/01/19	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 <sup>2</sup> /μL	2.95	0.74	
RBC-BF	10 <sup>4</sup> /μL	7.3	1.8	
MN#	10 <sup>2</sup> /μL	0.75	0.45	
PMN#	10 <sup>2</sup> /μL	2.20	1.32	
MN%	%	25.4	15.2	
PMN%	%	74.6	44.8	
TC-BF#	10 <sup>2</sup> /μL	2.95	0.74	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。