










# XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
43581302	

使用期限	
2025/03/16	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-BF	10 <sup>2</sup> /μL	2.92	0.73	
RBC-BF	10 <sup>4</sup> /μL	7.9	2.0	
MN#	10 <sup>2</sup> /μL	0.81	0.49	
PMN#	10 <sup>2</sup> /μL	2.11	1.27	
MN%	%	27.8	16.7	
PMN%	%	72.2	43.3	
TC-BF#	10 <sup>2</sup> /μL	2.92	0.73	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。