





XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
50481302	

使用期限	
2025/05/11	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	2.96	0.74	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	7.9	2.0	
MN#	10 ² /μL	0.77	0.46	
PMN#	10 ² /μL	2.18	1.31	
MN%	%	26.2	15.7	
PMN%	%	73.8	44.3	
TC-BF#	10 ² /μL	2.96	0.74	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。