

XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
50971302	

使用期限	
2025/06/29	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	3.06	0.77	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	7.3	1.8	
MN#	10 ² /μL	0.87	0.52	
PMN#	10 ² /μL	2.19	1.31	
MN%	%	28.3	17.0	
PMN%	%	71.7	43.0	
TC-BF#	10 ² /μL	3.06	0.77	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。