


XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
52091302	

使用期限	
2025/10/19	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	3.01	0.75	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	7.5	1.9	
MN#	10 ² /μL	0.79	0.47	
PMN#	10 ² /μL	2.23	1.34	
MN%	%	25.2	15.1	
PMN%	%	74.8	44.9	
TC-BF#	10 ² /μL	3.01	0.75	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。