








XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
61241302	

使用期限	
2026/07/26	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	3.17	0.79	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	7.4	1.9	
MN#	10 ² /μL	0.71	0.43	
PMN#	10 ² /μL	2.46	1.48	
MN%	%	22.3	13.4	
PMN%	%	77.7	46.6	
TC-BF#	10 ² /μL	3.17	0.79	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。