

XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
61801302	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	3.13	0.78	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	7.3	1.8	
MN#	10 ² /μL	0.80	0.48	
PMN#	10 ² /μL	2.33	1.40	
MN%	%	25.7	15.4	
PMN%	%	74.3	44.6	
TC-BF#	10 ² /μL	3.13	0.78	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。