

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 41891101

Exp. date 2024年10月6日

L1 : Level 1

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	267	6.2	19.0	71.1	23.2	32.6	9.0
LIMIT	13	0.2	1.9	3.6	2.1	4.9	7.2

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	48.2	19.1	6.3	0.08	8.4	6.5
LIMIT	4.8	1.9	5.0	0.09	9.0	30.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	30.4	1.73	0.0065
LIMIT	3.0	0.87	0.0033

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。