

< XN CHECK™ 表示値表 >      XN-30/XN-31 用

Lot No.      43571101

Exp. date    2025年3月23日

L1 : Level 1

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	260	6.1	18.4	70.6	23.5	33.2	9.9
LIMIT	13	0.2	1.8	3.5	2.1	5.0	7.9

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	48.7	19.2	6.3	0.08	8.4	7.9
LIMIT	4.9	1.9	5.0	0.09	9.0	30.0

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	30.3	1.70	0.0065
LIMIT	3.0	0.85	0.0033

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。