







# XN CHECK™ ST 表示値表








XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
50411101	

使用期限	
2025/05/04	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
RBC	10 <sup>4</sup> /μL	235	12	
HGB	g/dL	5.5	0.3	
HCT	%	16.6	1.7	
MCV	fL	70.6	3.5	
MCH	pg	23.4	2.1	
MCHC	g/dL	33.1	5.0	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
PLT-I	10 <sup>4</sup> /μL	10.1	8.1	
RDW-SD	fL	50.5	5.1	
RDW-CV	%	19.7	2.0	
PDW	fL	6.6	5.3	
PCT	%	0.09	0.10	
MPV	fL	8.7	9.0	
P-LCR	%	6.9	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。








# XN CHECK™ ST 表示値表







XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
50411101	

使用期限	
2025/05/04	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-C	10 <sup>2</sup> /μL	32.2	3.2	
WBC-D	10 <sup>2</sup> /μL	30.4	3.0	
NEUT#	10 <sup>2</sup> /μL	11.6	2.3	
LYMPH#	10 <sup>2</sup> /μL	11.2	4.5	
MONO#	10 <sup>2</sup> /μL	3.1	2.5	
EO#	10 <sup>2</sup> /μL	2.9	1.5	
BASO#	10 <sup>2</sup> /μL	1.6	1.2	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IG#	10 <sup>2</sup> /μL	3.0	0.9	
NEUT%	%	38.2	7.6	
LYMPH%	%	37.0	14.8	
MONO%	%	10.2	8.2	
EO%	%	9.4	4.7	
BASO%	%	5.2	4.1	
IG%	%	9.9	3.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。







# XN CHECK™ ST 表示値表






XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
50411101	

使用期限	
2025/05/04	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 <sup>4</sup> /μL	15.38	4.61	
RET%	%	6.54	1.31	
RBC-O	10 <sup>4</sup> /μL	227	23	
HFR	%	1.6	11.0	
MFR	%	12.3	28.0	
LFR	%	86.1	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	13.9	36.0	
RET-He	pg	23.6	2.4	
PLT-O	10 <sup>4</sup> /μL	10.2	7.1	
IPF#	10 <sup>4</sup> /μL	1.87	1.78	
IPF	%	18.3	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。