

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
51541101	

使用期限	
2025/08/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	235	12	
HGB	g/dL	5.8	0.3	
HCT	%	17.0	1.7	
MCV	fL	72.4	3.6	
MCH	pg	24.7	2.2	
MCHC	g/dL	34.1	5.1	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	8.0	6.4	
RDW-SD	fL	46.6	4.7	
RDW-CV	%	17.7	1.8	
PDW	fL	7.7	6.2	
PCT	%	0.08	0.09	
MPV	fL	9.5	9.0	
P-LCR	%	15.3	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
51541101	

使用期限	
2025/08/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	32.6	3.3	
WBC-D	10 ² /μL	30.9	3.1	
NEUT#	10 ² /μL	12.3	2.5	
LYMPH#	10 ² /μL	10.8	4.3	
MONO#	10 ² /μL	3.2	2.6	
EO#	10 ² /μL	2.9	1.5	
BASO#	10 ² /μL	1.7	1.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	3.2	1.0	
NEUT%	%	39.8	8.0	
LYMPH%	%	35.1	14.0	
MONO%	%	10.3	8.2	
EO%	%	9.4	4.7	
BASO%	%	5.4	4.2	
IG%	%	10.3	3.1	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
51541101	

使用期限	
2025/08/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	16.46	4.94	
RET%	%	7.00	1.40	
RBC-O	10 ⁴ /μL	227	23	
HFR	%	1.4	11.0	
MFR	%	11.2	28.0	
LFR	%	87.4	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	12.6	36.0	
RET-He	pg	23.2	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	8.4	5.9	
IPF#	10 ⁴ /μL	1.54	1.46	
IPF	%	18.4	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。