

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 51591101

Exp. date 2025年9月7日

L1 : Level 1

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	259	6.3	19.1	73.8	24.3	33.0	8.3
LIMIT	13	0.3	1.9	3.7	2.2	5.0	6.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.3	18.2	7.2	0.07	8.8	11.1
LIMIT	4.7	1.8	5.8	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	31.5	1.75	0.0068
LIMIT	3.2	0.88	0.0034

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。