

# XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル             |  |
| XN Control Level1 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 52661101 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2025/12/14 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RBC        | 10 <sup>4</sup> /μL | 233    | 12    |    |
| HGB        | g/dL                | 5.5    | 0.3   |    |
| HCT        | %                   | 16.6   | 1.7   |    |
| MCV        | fL                  | 71.1   | 3.6   |    |
| MCH        | pg                  | 23.6   | 2.1   |   |
| MCHC       | g/dL                | 33.1   | 5.0   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                               |
|------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLT-I      | 10 <sup>4</sup> /μL | 8.5    | 6.8   |    |
| RDW-SD     | fL                  | 50.4   | 5.0   |    |
| RDW-CV     | %                   | 19.9   | 2.0   |    |
| PDW        | fL                  | 7.1    | 5.7   |    |
| PCT        | %                   | 0.08   | 0.09  |   |
| MPV        | fL                  | 8.8    | 9.0   |  |
| P-LCR      | %                   | 10.8   | 30.0  |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

# XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル             |  |
| XN Control Level1 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 52661101 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2025/12/14 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| WBC-C      | 10 <sup>2</sup> /μL | 32.6   | 3.3   |    |
| WBC-D      | 10 <sup>2</sup> /μL | 30.9   | 3.1   |    |
| NEUT#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 12.2   | 2.4   |    |
| LYMPH#     | 10 <sup>2</sup> /μL | 11.0   | 4.4   |    |
| MONO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 3.1    | 2.5   |   |
| EO#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 3.0    | 1.5   |  |
| BASO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 1.6    | 1.2   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                               |
|------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IG#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 3.1    | 0.9   |    |
| NEUT%      | %                   | 39.2   | 7.8   |    |
| LYMPH%     | %                   | 35.6   | 14.2  |    |
| MONO%      | %                   | 10.1   | 8.1   |    |
| EO%        | %                   | 9.8    | 4.9   |   |
| BASO%      | %                   | 5.3    | 4.1   |  |
| IG%        | %                   | 10.2   | 3.1   |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

# XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

| マテリアル             |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| XN Control Level1 |  |

| ロット番号    |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 52661101 |  |

| 使用期限       |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/12/14 |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| RET#       | 10 <sup>4</sup> /μL | 16.13  | 4.84  |         |
| RET%       | %                   | 6.92   | 1.38  |         |
| RBC-O      | 10 <sup>4</sup> /μL | 224    | 22    |         |
| HFR        | %                   | 2.8    | 11.0  |         |
| MFR        | %                   | 15.1   | 28.0  |         |
| LFR        | %                   | 82.1   | 33.0  |         |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| IRF        | %                   | 17.9   | 36.0  |         |
| RET-He     | pg                  | 22.0   | 2.2   |         |
| PLT-O      | 10 <sup>4</sup> /μL | 8.9    | 6.2   |         |
| IPF#       | 10 <sup>4</sup> /μL | 1.59   | 1.51  |         |
| IPF        | %                   | 17.8   | 5.0   |         |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。