

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
53221101	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	242	12	
HGB	g/dL	5.9	0.3	
HCT	%	17.6	1.8	
MCV	fL	72.8	3.6	
MCH	pg	24.4	2.2	
MCHC	g/dL	33.5	5.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	8.2	6.6	
RDW-SD	fL	47.2	4.7	
RDW-CV	%	18.0	1.8	
PDW	fL	6.4	5.1	
PCT	%	0.07	0.08	
MPV	fL	8.3	9.0	
P-LCR	%	6.0	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
53221101	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	32.8	3.3	
WBC-D	10 ² /μL	31.1	3.1	
NEUT#	10 ² /μL	12.6	2.5	
LYMPH#	10 ² /μL	10.3	4.1	
MONO#	10 ² /μL	3.3	2.6	
EO#	10 ² /μL	3.1	1.6	
BASO#	10 ² /μL	1.8	1.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	3.3	1.0	
NEUT%	%	40.7	8.1	
LYMPH%	%	33.1	13.2	
MONO%	%	10.5	8.4	
EO%	%	10.0	5.0	
BASO%	%	5.7	4.4	
IG%	%	10.6	3.2	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
53221101	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	18.05	5.42	
RET%	%	7.46	1.49	
RBC-O	10 ⁴ /μL	234	23	
HFR	%	4.2	11.0	
MFR	%	20.2	28.0	
LFR	%	75.6	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	24.4	36.0	
RET-He	pg	22.6	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	8.7	6.1	
IPF#	10 ⁴ /μL	1.55	1.47	
IPF	%	17.9	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。