

# < XN CHECK<sup>TM</sup> 表示値表 >      XN-30/XN-31 用

Lot No. **53271101**

Exp. date **2026年2月22日**

**L1 : Level 1**

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	261	6.1	18.6	71.1	23.4	32.8	8.3
LIMIT	13	0.2	1.9	3.6	2.1	4.9	6.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.9	18.9	6.4	0.07	8.3	7.5
LIMIT	4.8	1.9	5.1	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	31.3	1.67	0.0064
LIMIT	3.1	0.84	0.0032

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。