

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
60121101	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	228	11	
HGB	g/dL	5.4	0.3	
HCT	%	16.2	1.6	
MCV	fL	71.0	3.6	
MCH	pg	23.7	2.1	
MCHC	g/dL	33.3	5.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	8.1	6.5	
RDW-SD	fL	47.7	4.8	
RDW-CV	%	18.5	1.9	
PDW	fL	7.1	5.7	
PCT	%	0.07	0.08	
MPV	fL	8.8	9.0	
P-LCR	%	10.6	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
60121101	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	32.3	3.2	
WBC-D	10 ² /μL	30.8	3.1	
NEUT#	10 ² /μL	11.9	2.4	
LYMPH#	10 ² /μL	11.4	4.6	
MONO#	10 ² /μL	3.0	2.4	
EO#	10 ² /μL	2.9	1.5	
BASO#	10 ² /μL	1.6	1.2	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	3.1	0.9	
NEUT%	%	38.4	7.7	
LYMPH%	%	37.1	14.8	
MONO%	%	9.7	7.8	
EO%	%	9.6	4.8	
BASO%	%	5.2	4.1	
IG%	%	10.1	3.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
60121101	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	15.87	4.76	
RET%	%	6.96	1.39	
RBC-O	10 ⁴ /μL	223	22	
HFR	%	0.5	11.0	
MFR	%	9.3	28.0	
LFR	%	90.2	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	9.8	36.0	
RET-He	pg	22.3	2.2	
PLT-O	10 ⁴ /μL	8.6	6.0	
IPF#	10 ⁴ /μL	1.54	1.46	
IPF	%	17.9	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。