

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
60131101	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	231	12	
HGB	g/dL	5.4	0.3	
HCT	%	16.3	1.6	
MCV	fL	70.4	3.5	
MCH	pg	23.4	2.1	
MCHC	g/dL	33.1	5.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	8.3	6.6	
RDW-SD	fL	49.8	5.0	
RDW-CV	%	19.6	2.0	
PDW	fL	7.1	5.7	
PCT	%	0.07	0.08	
MPV	fL	8.9	9.0	
P-LCR	%	10.8	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
60131101	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	32.8	3.3	
WBC-D	10 ² /μL	31.1	3.1	
NEUT#	10 ² /μL	12.3	2.5	
LYMPH#	10 ² /μL	10.9	4.4	
MONO#	10 ² /μL	3.1	2.5	
EO#	10 ² /μL	3.1	1.6	
BASO#	10 ² /μL	1.7	1.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	3.2	1.0	
NEUT%	%	39.8	8.0	
LYMPH%	%	34.9	14.0	
MONO%	%	9.9	7.9	
EO%	%	10.0	5.0	
BASO%	%	5.4	4.2	
IG%	%	10.4	3.1	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
60131101	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	16.31	4.89	
RET%	%	7.06	1.41	
RBC-O	10 ⁴ /μL	226	23	
HFR	%	2.6	11.0	
MFR	%	14.5	28.0	
LFR	%	82.9	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	17.1	36.0	
RET-He	pg	22.0	2.2	
PLT-O	10 ⁴ /μL	8.8	6.2	
IPF#	10 ⁴ /μL	1.62	1.54	
IPF	%	18.4	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。