

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 60741101

Exp. date 2026年6月14日

L1 : Level 1

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	263	6.2	18.7	71.2	23.6	33.2	8.1
LIMIT	13	0.2	1.9	3.6	2.1	5.0	6.5

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.1	18.6	6.9	0.07	8.6	9.8
LIMIT	4.7	1.9	5.5	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	31.7	1.86	0.0071
LIMIT	3.2	0.93	0.0036

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。